

БЛОК ВИДЕОКАМЕРЫ IMAGE1 S CONNECT II

Артикул: TC201



IMAGE1 S™ – больше, чем камера

- Видеосистема высокого разрешения для универсального применения
- Расширенный охват цветового пространства*, большая глубина резкости и равномерное освещение
- Разрешение 4K и современные технологии обработки изображений
- Три технологии визуализации для дифференцирования тканей
- Адаптация в соответствии с любыми требованиями благодаря модульным технологиям (например, жесткая и гибкая эндоскопия, 4K, 3D, флуоресцентная визуализация)
- Возможность подключения до 3 модулей LINK

* по сравнению с предыдущей моделью

Доступны версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT, RU, SE.

Пожалуйста, отметьте в запросе о предложении нужный язык.

Клавиатура с соответствующей раскладкой будет включена в комплект поставки.

Технические характеристики

Особенность

Формат выходных сигналов	3840 x 2160 пкс
Флуоресцентная визуализация (NIR/ICG)	да
Флуоресцентная визуализация (Blue Light Imaging, BLI)	да
Автоматическое управление источником света	да
S-технологии	-
Выход DisplayPort 1.2	2
Выход 12G-SDI	1
Выход 3G-SDI	1
Выход DVI-D	1
Количество входов Link	3
Количество USB-портов сзади	2
Количество USB-портов спереди	2
Вид документирования	ICM (Image Capture Module) посредством USB-накопителя от KARL STORZ
Связь между приборами посредством SCB	1
Связь между приборами KS HIVE®	1
Связь между приборами, прочее	AIDA® через TC009
Разрешение изображения	3840 x 2160 пкс
Форматы изображений	-
Разрешение видео	1920 x 1080 пкс
Видеоформаты	-
Потребляемая мощность	100 – 135 ВА
Частота сети	50/60 Гц
Рабочее напряжение	-
Ширина	305 мм
Высота	54 мм
Глубина	320 мм
Вес	3,1 кг

Технические характеристики

Особенность

Дезинфекция протиранием	да
Класс защиты IP	IPX0
Класс защиты от поражения электрическим током	класс защиты 1
Марка	IMAGE1 S CONNECT® II
Степень защиты	CF-Defib
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс защиты IP	IPX0

Комплект поставки

Артикул	Описание
20090170	Кабель соединительный SCB, 100 см
400A	Кабель сетевой, длина 300 см
20040282	USB-накопитель, 32 ГБ
20040089	Кабель соединительный DVI, длина 300 см
TC003	Кабель DisplayPort, 3 м
TC017	Кабель 12G-SDI, 3 м

Необходимые дополнительные продукты

Артикул	Описание
TC301	Блок видеокамеры IMAGE1 S X-LINK
TM220	Монитор медицинский FULL HD 27"
TC302	Блок видеокамеры IMAGE1 S D3-LINK
TC304	Блок видеокамеры IMAGE1 S 4U-LINK
WM100	Монитор сенсорный KARL STORZ, 21,5"
TM343	Монитор медицинский 4K 32"
TM351	Монитор медицинский 4K/3D 32"

Вас также могут заинтересовать эти продукты

Артикул	Описание
WS11141	OR1 SCENARA .media, сторонняя лицензия
WS11140	OR1 SCENARA .media, лицензия
WS11120	OR1 SCENARA .procedures, лицензия
WD300	Устройство архивации данных AIDA
WO301	Системный блок OR1 .avm System
WD310	Устройство архивации данных AIDA C
WS11142	OR1 SCENARA .reports, лицензия

Дополнительные изображения продукта



Не все изделия, перечисленные в настоящем документе, имеют сертификацию в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС или Регламентом 2017/745/EU о медицинских изделиях. В связи с этим некоторые виды продукции, для которых требуется сертификация в соответствии с этой директивой (регламентом), могут быть недоступны в таких странах.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.