

БЛОК ВИДЕОКАМЕРЫ IMAGE1 S D3-LINK

Артикул: TC302



Модуль для 3D-эндоскопии и VITOM® 3D

- Модуль LINK для 3D-технологии FULL HD
- Для использования с TIPCAM®1
- Три технологии визуализации в форматах 2D и 3D для дифференцирования тканей

Технические характеристики

Особенность

Количество выходов Link	1
Потребляемая мощность	62 ВА
Частота сети	50/60 Гц
Рабочее напряжение	-
Ширина	305 мм
Высота	54 мм
Глубина	320 мм
Вес	1,86 кг
Дезинфекция протиранием	да
Класс защиты IP	IPX0
Класс защиты от поражения электрическим током	класс защиты 1
Степень защиты	CF-Defib
Марка	IMAGE1 S D3-LINK®

Комплект поставки

Артикул	Описание
400A	Кабель сетевой, длина 300 см
TC011	Кабель Link, 30 см

Необходимые дополнительные продукты

Артикул	Описание
TC201	Блок видеокамеры IMAGE1 S CONNECT II
7240AA3D	Видеоэндоскоп TIPCAM 1 S 3D, 0°, 4 мм
7240BA3D	Видеоэндоскоп TIPCAM 1 S 3D, 30°, 4 мм
7240FA3D	Видеоэндоскоп TIPCAM 1 S 3D, 45°, 4 мм
26605AA	Видеолапароскоп TIPCAM1 S 3D LAP, 0°
26605BA	Видеолапароскоп TIPCAM1 S 3D LAP, 30°

Дополнительные изображения продукта



Не все изделия, перечисленные в настоящем документе, имеют сертификацию в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС или Регламентом 2017/745/EU о медицинских изделиях. В связи с этим некоторые виды продукции, для которых требуется сертификация в соответствии с этой директивой (регламентом), могут быть недоступны в таких странах.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.