

ИСТОЧНИК ХОЛОДНОГО СВЕТА POWER LED 300

Артикул: TL300



POWER LED 300 SCB – высокомо́щный, эффектив- ный, долговечный

- Безлазерный светодиодный источник света для визуализации в режиме белого света
- Минимальный срок службы 30 000 часов
- Постоянная интенсивность света в течение всего срока службы
- Малое тепловыделение
- Очень низкий уровень шума
- Экономия энергии за счет эффективности
- Экологичный

Технические характеристики

Особенность

Флуоресцентная визуализация (NIR/ICG)	нет
Флуоресцентная визуализация (Blue Light Imaging, BLI)	нет
Управление через сенсорный экран	да
Технология освещения	LED
Средний срок службы лампы	30000 ч.
Встроенный насос для инсуффляция воздуха	нет
Цветовая температура около	6000 K
Связь между приборами посредством SCB	2
Регулировка интенсивности света	-
Вес	8,6 кг
Ширина	305 мм
Высота	155 мм
Глубина	313 мм
Рабочее напряжение	-
Класс защиты от поражения электрическим током	класс защиты 1
Соединение для световода KARL STORZ	да
Потребляемая мощность	175 ВА
Частота сети	50/60 Гц
Степень защиты	CF
Степень защиты со световодами KARL STORZ	CF-Defib
Дезинфекция протиранием	да

Комплект поставки

Артикул	Описание
400A	Кабель сетевой, длина 300 см

Вас также могут заинтересовать эти продукты

Артикул	Описание
TL005	Адаптер тройной для источника света

Дополнительные изображения продукта



Не все изделия, перечисленные в настоящем документе, имеют сертификацию в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС или Регламентом 2017/745/EU о медицинских изделиях. В связи с этим некоторые виды продукции, для которых требуется сертификация в соответствии с этой директивой (регламентом), могут быть недоступны в таких странах.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.