

ОПТИКА HOPKINS 30°, 4 MM, 18 CM

Артикул: 28731BWA



Diamond Standard

Благодаря уникальной системе стержневых линз оптика HOPKINS® от KARL STORZ обеспечивает превосходное качество изображений с оптимальными характеристиками яркости, контраста и детальности.

Ассортимент артроскопов охватывает оптику с различными диаметрами от 1,0 мм до 4,0 мм. Тубусы с различными соединительными механизмами, адаптированными под оптику HOPKINS®, позволяют надежно фиксировать оптику в тубусе.

- Оптика HOPKINS® и тубусы для оптимального обзора
- Широкий выбор охватывает все артроскопические вмешательства

Технические характеристики

Особенность

Product group for print labels	Оптика
Наружный диаметр	4 мм
Рабочая длина	18 см
Направление обзора	30° – оптика передне-бокового видения
Угол обзора	крупноформатная, широкоугольная оптика
Марка	HOPKINS®
Средство передачи света	оптоволоконный световод
Позиция разъема световода	6 часов
Цветовой код	красный
Возможность обработки в автоклаве	да

Необходимые дополнительные продукты

Артикул	Описание
28126B	Тубус артроскопа
28229DR	Тубус High-Flow для артроскопа
28126R	Тубус артроскопа
28126CR	Тубус артроскопа
28136DS	Тубус High-Flow для артроскопа
28136CR	Тубус High-Flow для артроскопа
28130R	Тубус High-Flow для артроскопа
28130CR	Тубус High-Flow для артроскопа
28136S	Тубус High-Flow для артроскопа
28135CR	Тубус High-Flow для артроскопа
28131CR	Тубус High-Flow для артроскопа
28131R	Тубус High-Flow для артроскопа
28129CR	Тубус артроскопа
50200ES	Диссектор оптический

Необходимые дополнительные продукты

Артикул	Описание
TH110	Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S HX
495NAC	Световод оптоволоконный, 230 см, Ø 3,5мм


Вас также могут заинтересовать эти продукты

Артикул	Описание
723750B	Гильза защитная
533TVA	Адаптер, автоклавируемый

Запасные части

Артикул	Описание
495F	Адаптер
495G	Адаптер

Дополнительные изображения продукта



Не все изделия, перечисленные в настоящем документе, имеют сертификацию в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС или Регламентом 2017/745/EU о медицинских изделиях. В связи с этим некоторые виды продукции, для которых требуется сертификация в соответствии с этой директивой (регламентом), могут быть недоступны в таких странах.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.