

ОПТИКА HOPKINS 0°, 4 MM, 30 CM

Артикул: 27005AA



Благодаря уникальной системе стержневых линз оптика HOPKINS® от KARL STORZ обеспечивает превосходное качество изображений с оптимальными характеристиками яркости, контраста и детальности.

- Устойчивое к царапинам сапфировое защитное стекло наглазника окуляра
- Антибликовое покрытие
- Обозначение световода на оптике упрощает выбор световода в соответствии с размером оптики

Технические характеристики

Особенность

Наружный диаметр	4 мм
Рабочая длина	30 см
Направление обзора	0° – оптика прямого видения
Угол обзора	крупноформатная оптика
Марка	HOPKINS®
Средство передачи света	оптоволоконный световод
Цветовой код	зеленый
Возможность обработки в автоклаве	да

Необходимые дополнительные продукты

Артикул	Описание
27050AK	Обтуратор оптический по SCHMIEDT
27072A	Щипцы оптические, для биопсии
27026EF	Вставка рабочая с рычагом управления
27028B	Обтуратор оптический
27026BK	Тубус цистоскопа 22 Шр., комплект
27025G	Переходной мостик

Вас также могут заинтересовать эти продукты

Артикул	Описание
PV27051B	Обтуратор оптический SCHMIEDT, 24/26 Шр.
27026CBK	Тубус цистоскопа 20 Шр., комплект
27026DK	Тубус цистоскопа 19 Шр., комплект
27026DBK	Тубус цистоскопа 19 Шр., комплект
27026CK	Тубус цистоскопа 20 Шр., комплект
27028D	Обтуратор оптический
27072S	Ножницы оптические


Вас также могут заинтересовать эти продукты

Артикул	Описание
27025GF	Переходной мостик
27025GFA	Переходной мостик
27026AK	Тубус цистоскопа 25 Шр., комплект
27026BBK	Тубус цистоскопа 22 Шр., комплект
27025GA	Переходной мостик
27026ABK	Тубус цистоскопа 25 Шр., комплект
27026E	Вставка рабочая с рычагом управления
27072FS	Щипцы захватывающие оптические
27072F	Щипцы захватывающие оптические
27072DU	Щипцы оптические, для биопсии
091221-10	Нож уретротома, круглый
091220-01	Нож уретротома, прямой
091220-10	Нож уретротома, прямой
091221-01	Нож уретротома, круглый
27051B	Обтуратор оптический SCHMIEDT, 24/26Шр.
27026UK	Тубус цистоскопа 17 Шр., комплект
27026EG	Вставка рабочая с рычагом управления
27026EC	Вставка рабочая с рычагом управления
27028A	Обтуратор оптический
27051A	Обтуратор оптический SCHMIEDT, 27/28Шр.
27050BK	Обтуратор оптический к тубусам 24/26 Шр.
27028C	Обтуратор оптический

Запасные части

Артикул	Описание
495G	Адаптер
495F	Адаптер

Дополнительные изображения продукта



Не все изделия, перечисленные в настоящем документе, имеют сертификацию в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС или Регламентом 2017/745/EU о медицинских изделиях. В связи с этим некоторые виды продукции, для которых требуется сертификация в соответствии с этой директивой (регламентом), могут быть недоступны в таких странах.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.