

ИСТОЧНИК POWER LED RUBINA, OPAL1 NIR/ICG

Артикул: TL400



POWER LED Rubina® – новый светодиодный источник света для процедур в режимах белого света и NIR/ICG. Мощность, эффективность, долгий срок службы и гибкость – это характеристики источника холодного света POWER LED Rubina®, основанного только на светодиодной технологии. Данный источник света можно использовать как для белого света, так и для процедур с флуоресценцией NIR/ICG или автофлуоресценцией в ближнем инфракрасном диапазоне.

- Безлазерный светодиодный источник света для белого света и возбуждения флуоресценции NIR/ICG
- Технология OPAL1® NIR/ICG с новыми функциональными возможностями
- Минимальный срок службы 30 000 часов
- Простой пользовательский интерфейс благодаря интуитивно понятному сенсорному экрану
- Постоянная интенсивность света в течение всего срока службы
- Очень низкий уровень шума

Технические характеристики

Особенность

Флуоресцентная визуализация (NIR/ICG)	да
Флуоресцентная визуализация (Blue Light Imaging, BLI)	нет
Управление через сенсорный экран	да
Технология освещения	LED
Средний срок службы лампы	30000 ч.
Встроенный насос для инсуффляция воздуха	нет
Цветовая температура около	5700 K
Связь между приборами посредством KS HIVE®	да
Связь между приборами посредством SCB	нет
Регулировка интенсивности света	-
Вес	7,4 кг
Ширина	305 мм
Высота	120 мм
Глубина	370 мм
Рабочее напряжение	-
Класс защиты IP	IPX0
Класс защиты от поражения электрическим током	класс защиты 1
Соединение для световода KARL STORZ	да
Потребляемая мощность	220 ВА
Частота сети	50/60 Гц
Степень защиты	CF
Степень защиты со световодами KARL STORZ	CF-Defib
Дезинфекция протиранием	да

Комплект поставки

Артикул	Описание
TL400	Источник Power LED RUBINA, OPAL1 NIR/ICG

Комплект поставки

Артикул	Описание
400A	Кабель сетевой, длина 300 см
TL006	Соединительный кабель Sync 3,5мм/100см
WO10275	Кабель коммутационный OR1 CAT6a/2,00м UL
96240726	Демонстрационная карта OPAL1 NIR/ICG

Вас также могут заинтересовать эти продукты

Артикул	Описание
UF101	Педаль управления/переключатель однопед.
TL005	Адаптер тройной для источника света

Дополнительные изображения продукта



Не все изделия, перечисленные в настоящем документе, имеют сертификацию в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС или Регламентом 2017/745/EU о медицинских изделиях. В связи с этим некоторые виды продукции, для которых требуется сертификация в соответствии с этой директивой (регламентом), могут быть недоступны в таких странах.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.