



## Videoendoscopios para animales grandes



## Videoscopios para veterinaria de KARL STORZ – una nueva pauta para la calidad de imagen y la versatilidad



Con estos nuevos videoendoscopios, KARL STORZ establece una nueva pauta para la calidad de imagen. La aplicación de los desarrollos más recientes en la tecnología digital, así como los chips CCD de alta resolución y una óptica mejorada, proporcionan una nitidez de imagen única en el sector de la endoscopia. Gracias a la aplicación de dos portadores de luz contrapuestos y de un procesador digital inteligente se obtiene una luminosidad uniforme, incluso bajo condiciones de luz difíciles.


Los videoendoscopios de KARL STORZ para veterinaria, disponibles en múltiples numerosas aplicaciones en animales grandes: gastroscopia, esofagoscopia, traqueoscopia, histeroscopia, uretrrocistoscopia, rinoscopia, faringoscopia y laringoscopia

### Características especiales:

- Alta resolución, imágenes con reproducción fiel del color
- Gran profundidad de campo de 2 – 200 mm
- Tecnología de larga vida útil
- Luminosidad de imagen uniforme, incluso bajo condiciones de luz difíciles
- Ópticas de gran angular de 140° con gran potencia de luz
- Controles perfeccionados y fáciles de utilizar
- Colocación óptima de las funciones de control
- Vaina de introducción graduada y resistente a torsión, con secciones activas y pasivas para su óptima manipulación
- Paso óptimo de los instrumentos, incluso en ángulos extremos
- Vaina de aprovisionamiento robusta con conexiones estándar

## Videoscopios para animales grandes

versátiles, robustos, de manejo fácil e intuitivo para el usuario



Videoendoscopios flexibles	Vaina Ø	Longitud útil	Canal de trabajo Ø	Acodamiento arriba	Acodamiento	
					abajo	izquierda/derecha
60914PKSK/60914NKSK	9,7 mm	1400 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60118PKSK/60118NKSK	10,4 mm	1800 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60130PKSK/60130NKSK	10,4 mm	3000 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60332PKSK/60332NKSK	13 mm	3250 mm	3,4 mm	180°/200°	140°	120°

**Instrumentos reutilizables e instrumentos para un solo uso, véase catálogo Veterinary Endoscopy - Large Animals.**

Información de las fechas de los talleres programados en el enlace <http://go.karlstorz.com/eventsVET>



More than  
**75**  
Years

*Shaping the Future  
of Endoscopy with you*

**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania  
Teléfono: +49 7461 708-0,  
Fax: +49 7461 708-105  
E-Mail: [vet@karlstorz.com](mailto:vet@karlstorz.com)

[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)

