



Vidéo-endoscopes pour grands animaux



Vidéo-endoscopes KARL STORZ en médecine vétérinaire

De nouvelles normes en matière de qualité d'image et d'utilisation



Conçus à partir des technologies numériques les plus récentes, de capteurs CCD haute résolution et d'optiques sophistiquées, les nouveaux vidéo-endoscopes des établissements KARL STORZ fournissent des images d'une qualité unique en endoscopie. Deux tiges conductrices de la lumière placées vis-à-vis l'une de l'autre et un processeur numérique permettent d'obtenir une image uniformément lumineuse, même dans des conditions d'éclairage médiocre.


Les vidéo-endoscopes vétérinaires de KARL STORZ existent en plusieurs tailles et sont utilisables pour de multiples applications chez les grands animaux : gastroscopie, œsophagoscopie, trachéoscopie, hystérocopie, urétriscopie, rhinoscopie, pharyngoscopie et laryngoscopie

Caractéristiques particulières :

- Haute résolution, fidélité des couleurs
- Grande profondeur de champ 2 – 200 mm
- Technique fiable sur le long terme
- Luminosité homogène de l'image, même dans des conditions d'éclairage médiocre
- Optiques grand angle, ouverture 140°
- Maniable et facile à utiliser
- Positionnement optimal des fonctions de commande
- Chemise d'introduction graduée, anti-torsion, avec segments actifs et passifs
- Passage fluide des instruments même en présence de sinuosités
- Chemise d'alimentation robuste munie de raccords standard

Vidéo-endoscopes pour grands animaux

Multi-application, robuste, maniable



Vidéo-endoscopes flexibles	Diamètre chemise	Longueur utile	Diam. canal opérateur	Bequillage vers le haut	vers le bas	gauche/droite
60914PKSK/60914NKSK	9,7 mm	1400 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60118PKSK/60118NKSK	10,4 mm	1800 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60130PKSK/60130NKSK	10,4 mm	3000 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60332PKSK/60332NKSK	13 mm	3250 mm	3,4 mm	180°/200°	140°	120°

Instruments réutilisables et instruments à usage unique, voir catalogue
Veterinary Endoscopy – Large animals

Dates et programmes de nos ateliers pratiques sur
<http://go.karlstorz.com/eventsVET>



More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax : +49 7461 708-105
E-Mail : vet@karlstorz.com
www.karlstorz.com

