



Videoendoskope für Großtiere



Videoendoskope für die Veterinärmedizin von KARL STORZ

ein neuer Maßstab für Bildqualität und Vielseitigkeit



Mit den neuen Videoendoskopen setzt KARL STORZ neue Maßstäbe in der Bildqualität. Der Einsatz der neuesten Entwicklungen in der Digitaltechnik sowie hochauflösende CCD-Chips und eine verbesserte Optik ermöglichen eine in der Endoskopie einzigartige Bildschärfe. Durch den Einsatz zweier entgegengesetzter Lichtträger und eines intelligenten Digitalprozessors wird eine gleichmäßige Bildhelligkeit, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen, erzielt.


Die in einer Vielzahl von Größen erhältlichen KARL STORZ Videoendoskope für die Veterinärmedizin eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei Großtieren: Gastroskopie, Ösophagoskopie, Tracheoskopie, Hysteroskopie, Urethrocystoskopie, Rhinoskopie, Pharyngoskopie und Laryngoskopie

Besondere Merkmale:

- Hohe Auflösung, farbgetreue Bilder
- Große Tiefenschärfe 2 – 200 mm
- Langlebige Technik
- Gleichmäßige Bildhelligkeit auch unter schwierigen Lichtverhältnissen
- Lichtstarke 140°-Weitwinkeloptiken
- Weiterentwickelte, leicht bedienbare Steuerung
- Optimale Platzierung der Steuerungsfunktionen
- Verwindungssteifer graduierter Einführschaft mit aktiven und passiven Abschnitten für die optimale Handhabung
- Optimale Instrumentenpassage, auch bei extremen Winkeln
- Robuster Versorgungsschaft mit Standardanschlüssen

Videoendoskope für Großtiere

vielseitig, robust, anwenderfreundlich




Flexible Videoendoskope	Schaft Ø	Nutzlänge	Arbeitskanal Ø	Abwinkelung auf	ab	links/rechts
60914PKSK/60914NKSK	9,7 mm	1400 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60118PKSK/60118NKSK	10,4 mm	1800 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60130PKSK/60130NKSK	10,4 mm	3000 mm	2,8 mm	180°/200°	100°	120°
60332PKSK/60332NKSK	13 mm	3250 mm	3,4 mm	180°/200°	140°	120°

Wiederverwendbare Instrumente und Instrumente zum Einmalgebrauch, siehe Katalog Endoskopie in der Tiermedizin – Großtiere.

Pferde-Larynxfasszange

zur Verwendung mit Videoendoskopen



60370UC **Pferde-Larynxfasszange**, gebogen,
mit chirurgischer Raste, beide Maulteile beweglich,
Maulbreite 4 mm, Schaftdurchmesser 2,5 mm,
Länge 60 cm

Wiederverwendbare Instrumente und Instrumente zum Einmalgebrauch, siehe Katalog
Endoskopie in der Tiermedizin – Großtiere.

Reinigungs- und Desinfektionswanne

Für die schnelle und effiziente Reinigung und Desinfektion unserer Veterinär-Videoendoskope (alle Größen).

Das Reinigungs- und Desinfektionssystem besteht aus einer 30 Liter fassenden Wanne, einem Siebkorb zur Einlage und einem Deckel zum Verschließen des Behälters. Der Siebkorb kann während des Reinigungs- und Sterilisationsprozesses problemlos entnommen werden. Der eingebaute Ablaufhahn ermöglicht eine leichte Entleerung.



60647V **Reinigungs- und Desinfektionswanne**, für die manuelle Reinigung und Desinfektion von Videoendoskopen, 30 l, mit Ablaufhahn, Außenmaße (B x T x H): 615 x 400 x 220 mm einschließlich:

Kunststoffwanne


Siebkorb

Deckel


Termine für geplante Workshops finden Sie unter:
<http://go.karlstorz.com/eventsVET>



Notizen



Notizen



More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

www.karlstorz.com

