

## Miniatur-Laparoskopie Für Tiere unter 10 kg




## Schnellere Erholung und Heilung

Ein grundlegendes Instrumentenset für jeden Tierarzt im Zoo-, Labor- oder Heimtierbereich – auch weniger traumatisch als je zuvor

### Anwendungsgebiete:

- Ovarektomien / Ovariohysterektomien
- Oophorektomien bei Kaninchen
- Kastration von Vögeln
- Salpingo-Hysterektomien bei Vögeln
- Oophorektomien bei Schildkröten
- Laparoskopische Diagnostik bei Katzen, Welpen, Frettchen und Kaninchen
- Größere Leberbiopsien bei Katzen, Welpen und Vögeln
- Ausräumen von Luftsackbelägen (z.B. Aspergillose)
- Laparoskopisch-assistierte Zystoskopie
- Laparoskopisch-assistierte Enterektomien / Enterotomien
- Platzierung von Ernährungs sonden
- Abszess-, Granulom- und Tumorsektion



Abbildungslegende: (im Uhrzeigersinn von oben)

1. Vergrößertes Lymphknoten-Lymphom
2. Endoskopisch gestützte Ovarektomie bei Schildkröten
3. Gallengangsentzündung bei einer Katze
4. Kastration beim Leguan
5. Salpingohysterektomie bei einer Taube
6. Lipidose


Foto 1, 3, 6, mit freundlicher Genehmigung von Dr. David Twedt, Colorado State University /  
Foto 2, 4, 5, mit freundlicher Genehmigung von Dr. Stephen Divers, University of Georgia

## Miniatur-Laparoskopie


### Für Tiere unter 10 kg

Nutzen Sie die Vorteile der hellen, klaren Bilder der neuen 3 mm HOPKINS® Optiken – z. B. bei der Untersuchung von Katzen, Welpen, Frettchen, Vögeln, kleinen Säugetieren und Reptilien. Oder erweitern Sie die Einsatzfähigkeit Ihrer starren universell einsetzbaren 2,7 mm Optik durch leichte Trokare und 3 mm Instrumente zur Durchführung von Operationen mit mehreren Einstichen.

### Großbildoptik, 3 mm



### Universell einsetzbare Optik, 2,7 mm




## Trokar, 3,5 mm, zur Verwendung mit 3 mm Optiken und Instrumenten



- 62114 GK **Trokar**, Größe 3,5 mm, Kennfarbe: grün  
einschließlich:  
**Trokarhülse**, mit Außengewinde, Nutzlänge 5 cm,  
mit LUER-Lock-Anschluss zur Insufflation  
**Trokardorn**, mit Dreikantspitze  
**Silikonlippenventil**

## Trokar, 3,9 mm, zur Verwendung mit 64029 BA und Schutzschaft 64018 US



- 62117 GK **Trokar**, Größe 3,9 mm, Kennfarbe: rot  
einschließlich:  
**Trokarhülse**, mit Außengewinde, Nutzlänge 5 cm,  
mit LUER-Lock-Anschluss zur Insufflation  
**Trokardorn**, mit Dreikantspitze  
**Silikonlippenventil**

## Taststäbe, 3 mm






- 26167 TS **Taststab** mit cm-Markierung, Größe 3 mm, Länge 20 cm
- 26167 T **Taststab** mit cm-Markierung, Größe 3 mm, Länge 30 cm


## Zangen und Scheren


**CLICKLINE – drehbar, zerlegbar  
mit Anschluss für unipolare Koagulation**

**Größe 3 mm, Länge 20 cm, für 2 oder mehr Einstiche**

**Operationsinstrumente, Länge 20 cm, zur Verwendung mit Trokaren Größe 3,5 mm**


Länge	Handgriff		
	33121	33122	33123
20 cm			

Arbeitseinsatz-Nr.	Bestellnummer des kompletten Instrumentes		
30310 ULS	30321 ULS	30322 ULS	30323 ULS
	<b>CLICKLINE Präparier- und Faszange</b> n. REDDICK-OLSEN, kräftig		

30310 MDS	30321 MDS	30322 MDS	30323 MDS
	<b>CLICKLINE Präparier- und Faszange</b> n. KELLY		

30310 MES	30321 MES		
	<b>CLICKLINE Faszange</b> n. MANHES		

30310 DBS	30321 DBS		
	<b>CLICKLINE Zange zur Präparation und Probeexcision</b> n. BLAKESLEY		

30310 MWS	30321 MWS		
	<b>CLICKLINE Schere</b> , gezahnt, gebogen, konisch		

## Bipolare Zangen



26184 HCS **TAKE-APART® Bipolare Koagulationszange** n. MANHES,  
mit Anschluss für bipolare Koagulation,  
Breite der Maulteile 1 mm, Größe 3 mm, Länge 20 cm  
einschließlich:  
**Bipolar-Ringhandgriff**  
**Außenschaft**  
**Zangeneinsatz**

## Insufflation



- 62 4325 01 CO<sub>2</sub> ENDO-ARTHROFLATOR-VET**,  
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz  
einschließlich:  
**Silikonschlauch-Set**, sterilisierbar  
**Universalschlüssel**  
**Gasfilter\***, steril, zum Einmalgebrauch,  
Packung zu 10 Stück

**Hochdruckschlauch und CO<sub>2</sub>-Flaschen müssen separat bestellt werden.**



- 62120 J Pneumoperitoneum-Kanüle n. VERESS**,  
mit gefederter stumpfer Innenkanüle,  
LUER-Lock, **autoklavierbar**, Ø 2,1 mm,  
Länge 10 cm



Registrieren Sie sich jetzt, um zusätzliche Kundenanfragen für endoskopische Behandlungen zu erhalten.





**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD



KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany  
Telefon: +49 (0)7461 708-0  
Telefax: +49 (0)7461 708-105  
E-Mail: [vet@karlstorz.com](mailto:vet@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)