

Videoendoscopios veterinarios SILVER SCOPE®

para consultorios de animales grandes y pequeños



Máxima innovación tecnológica, ergonomía y larga vida útil

Ver más, ver mejor


- **La tecnología del procesador digital**, el chip CCD de alta resolución y el sistema óptico mejorado proporcionan imágenes de una calidad insuperable
- **El conductor de luz doble**, junto con un procesador digital inteligente, aseguran una óptima iluminación
- **El factor de ampliación x8** garantiza un diagnóstico preciso
- **Limpieza más efectiva de la óptica** gracias a la tobera de aire / agua sumergida con canal de flujo que marca una nueva pauta

Adecuados para animales tanto pequeños como grandes

- **La longitud de trabajo específica para veterinaria** permite practicar incluso duodenoscopias en razas de perros muy grandes, gastroscopia en potros y uretrrocistoscopias en caballos machos o castrados
- **Su reducido diámetro exterior** permite pasar por el píloro incluso en gatos, cachorros y razas de perros muy pequeños

Mejores resultados

- **El gran canal de trabajo** permite practicar mayores biopsias y el uso de instrumentos más grandes para la extracción de cuerpos extraños
- **La máxima deflexión hasta 210°** amplía la visión a áreas que de otro modo resultan difíciles de acceder





Imágenes endoscópicas puestas a disposición por el doctor Todd Tams, Veterinary Centers of America, Los Angeles, EE. UU.

Trabajar sin tensión

- El nuevo mango ergonómico combina su gran ligereza con un potente agarre
- La superficie especial “Silk touch” de la vaina de introducción mejora el manejo preciso del endoscopio incluso en pasajes complejos
- Las teclas de función programables del mango ofrecen la posibilidad de controlar las funciones más variadas de la cámara

Incremente sus beneficios...

- Los videoendoscopios veterinarios de KARL STORZ funcionan con un procesador de cámara y una fuente de luz que también son compatibles con nuestros fibroscopios y nuestras ópticas rígidas y, por ende, ofrecen una óptima solución económica para satisfacer las más diversas necesidades de cualquier consultorio veterinario
- Los videoscopios SILVER SCOPE® reúnen el diseño más innovador con una larga vida útil
- Gracias a la conexión integrada para el test de estanqueidad del nuevo “Pressure Cap System”, si se utiliza correctamente, queda excluida la posibilidad que en lo sucesivo penetren líquidos en el endoscopio – un valor añadido más para alargar la vida útil de los endoscopios de KARL STORZ
- Con el tubo de alimentación altamente flexible elaborado con materiales “inteligentes” se reduce al mínimo posible la aplicación de fuerza durante las intervenciones y se preserva el material
- El programa de servicios ENDOPROTECT1 desarrollado por KARL STORZ tiene el objetivo de proteger su inversión y reduce los periodos de espera cuando es preciso realizar reparaciones.

La longitud de trabajo especial y el reducido diámetro son ideales para animales pequeños y grandes

Los videoendoscopios veterinarios SILVER SCOPE® de KARL STORZ han sido concebidos específicamente para las distintas áreas de aplicación veterinaria en animales pequeños y grandes. El gran canal de trabajo permite extraer mayores biopsias para una mejor evaluación.

ANIMALES PEQUEÑOS: esofagoscopia, colonoscopia, traqueoscopia, rinoscopia

ANIMALES GRANDES: laringoscopia, rinoscopia, endoscopia de los sacos aéreos, traqueobroncoscopia, gastroscopia en potros y uretrocistoscopias en caballos machos o castrados



Indicaciones en la gastroenteroscopia


- Disfagia
- Regurgitación
- Vómitos crónicos
- Hematemesis
- Melena
- Diarrea crónica
- Cuerpos extraños
- Colocación de sondas alimentarias
- Disquecia
- Tumores
- Taponamientos
- Pérdida de peso
- Falta de apetito
- Tenesmo

Indicaciones en la endoscopia de las vías aéreas superiores

- Tos crónica
- Enfermedades pulmonares crónicas
- Colapso traqueal
- Halitosis
- Hemoptisis
- Intubación difícil
- Neoplasia
- Lavado broncoalveolar (BAL)
- Cultivos
- Citología
- Estornudos
- Rinorrea
- Epistaxis
- Murmullos respiratorios fuertes
- Atragantamientos
- Prurito y picores en la nariz
- Dolores faciales o nasales
- Tumefacciones faciales
- Cuerpos extraños
- Exploraciones previas a la compra

	Vaina	Longitud útil	Canal de trabajo	Acodamiento arriba	Acodamiento abajo	izquierda/derecha
Videoendoscopio universal, set 60714 PKSK/NKSK	7,9 mm	140 cm	2,8 mm	180° Al activar simultáneamente las dos ruedas de control, se alcanza un acodamiento de 210°	110°	110°
Videoendoscopio para gatos y perros pequeños, set 60511 PKSK/NKSK	5,9 mm	110 cm	2 mm	210°	100°	120°

Compatibles con TELE PACK VET X y otros sistemas de cámaras de KARL STORZ



Programa de servicio KARL STORZ para la reparación y sustitución de videoendoscopios

El servicio de reparación y sustitución de KARL STORZ es un servicio innovador que combina la sustitución previa de productos y la actualización tecnológica gratuita. Al utilizar únicamente piezas de repuesto originales de KARL STORZ y tomando en cuenta las especificaciones del fabricante, los técnicos especializados de KARL STORZ restablecen los parámetros originales de rendimiento. Los videoendoscopios de sustitución satisfacen las altas normas de calidad y rendimiento de KARL STORZ permitiendo un rendimiento máximo sin tener que adquirir instrumentos nuevos.

Características idénticas a las de un dispositivo nuevo

Las normas establecidas para la reparación y la garantía de calidad de los videoendoscopios de reparación/sustitución son idénticas a las normas vigentes para la producción de los videoendoscopios de KARL STORZ. KARL STORZ no distribuye sus productos a otros proveedores.

Programa de sustitución previa

La gran ventaja de este programa es la evitación de tiempos improductivos y anulaciones de las intervenciones quirúrgicas, gracias al envío sumamente rápido de los videoendoscopios de sustitución.

Actualización tecnológica

La actualización tecnológica gratuita contribuye a mantener los instrumentos en buen estado, permitiendo un rendimiento máximo sin tener que adquirir nuevos instrumentos.

Garantía extendida

Cada videoendoscopio que ha sido reparado adquiere una NUEVA garantía de dos años.

Se hace innecesario el préstamo de dispositivos

El programa de reparación es una alternativa eficiente y económica que hace innecesario el préstamo de aparatos. Se elimina la necesidad de tener que solicitar un equipo en préstamo y se exime al cliente de toda responsabilidad en caso de daños o pérdida del instrumento.

Ventajas financieras a largo plazo

El programa de reparación/sustitución de instrumentos permite conservar las especificaciones originales del fabricante de los videoendoscopios, ahorrando así costes al máximo.

Proteja sus inversiones y evite tiempos improductivos utilizando el servicio de reparación/sustitución y la NUEVA garantía de dos años

Así funciona el servicio de sustitución

1. Si su producto de KARL STORZ requiere una reparación, contacte con el servicio técnico local de KARL STORZ.
2. Inmediatamente le ponemos a su disposición un producto de sustitución.
3. La facturación se efectúa dependiendo de sus condiciones de servicio.
4. Una vez que haya recibido el producto de sustitución, envíenos el producto defectuoso en un embalaje adecuado en un plazo de 5 días hábiles.
5. Los especialistas de KARL STORZ llevarán a cabo una evaluación detallada del producto. El importe de la factura dependerá del tipo de daño constatado.





THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 (0)7461 708-0,
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com
www.karlstorz.com