

Der C-MAC® Pocket Monitor

Die Premiumklasse der Videolaryngoskopie
für die Präklinik



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



C-MAC® Videolaryngoskope (wiederverwendbar)



- Standard MACINTOSH und MILLER Spatel für die sichere Intubation von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen
- D-BLADE und D-BLADE Ped. mit starker Krümmung für besonders schwierige Atemwegsverhältnisse
- Höchste Ansprüche an die Ergonomie – speziell geformter und verkürzter Handgriff
- Robust und leicht: Hohe Stabilität und Schlagfestigkeit; Leichtmetallbauweise

Intubations-Set Präklinik Modell ULM



- C-MAC® POCKET MONITOR
- MACINTOSH Laryngoskope Größe 3 und 4
- MILLER Laryngoskop Größe 1
- Zwei Batterien mit Ladeinheit
- MAGILL Zangen modifiziert n. BOEDEKER (1x Zange MAGILL Ped. / 1x Zange MAGILL Erw.)
- Intubations-Tasche, Modell ULM
- C-MAC® PM Verbindungskabel

C-MAC® S Videolaryngoskope (Single-use)



- C-MAC® S IMAGER mit C-MAC® System-Schnittstelle
- C-MAC® S Videolaryngoskope erhältlich als MAC #3, MAC #4 und D-BLADE
- Bietet optimalen Schutz vor Kreuzkontamination, da Spatel und Handgriff aus einem Teil bestehen
- Extreme Bruchfestigkeit
- Kompaktes Design mit ergonomisch geformtem Handgriff



C-MAC® PM

Das Videolaryngoskop

Real-Time-Dokumentation zur Qualitätssicherung

- Mittels BlueButton können Bilder und Videos auf einen internen Speicher aufgenommen und per USB-Datenkabel ausgelesen werden.



C-MAC® POCKET MONITOR

- Neuer Standard in der Bildqualität durch über 70 Jahre Erfahrung
- 3,5"-OTI® (Open to Intubate)-Display mit Wide-View-Angle von 160°
- Kontrastreiches Bild auch bei hellem Tageslicht
- IPX8: absolut wasser- und staubdicht, validiert für Wischdesinfektion
- Zulassungen für die Luftrettung: RTCA/DO-160F, MIL-STD
- Ständige Einsatzbereitschaft ohne Folgekosten aufgrund der austauschbaren und wiederaufladbaren Batterie

Premium-Zubehör

- Bei schwer zugänglichen Patienten erlaubt das einzigartige C-MAC® PM Verbindungskabel den Monitor individuell zu platzieren
- Die MAGILL Zange modifiziert n. BOEDEKER ist speziell an gekrümmte Videolaryngoskope angepasst worden und ermöglicht somit die Fremdkörperentfernung sowie die nasale Intubation unter Sicht.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen.



...evolution continues

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com



www.health-made-in-germany.com