

CLICKLINE Einwegscheren

Kombinierbar mit wiederverwendbaren
KARL STORZ Handgriffen



- 
- + **Unipolar**
 - + **Bewährtes Scherenblattdesign**
 - + **Länge 36 cm, Durchmesser 5 mm**
 - + **Kombinierbar mit wiederverwendbaren KARL STORZ Handgriffen**
 - + **Steril verpackt in Spenderbox zu 10 Stck.**



34310 MA-D

Schereneinsatz
n. METZENBAUM
34310 MS-D



Einfach scharf!



Handgriff
33151



Handgriff
33149



Einwegscheren
34310 MA-D / 34310 MS-D, steril,
Packung zu 10 Stück

Besondere Eigenschaften:

- Die Einwegscheren **34310 MA-D** und **34310 MS-D** sind kombinierbar mit den wiederverwendbaren Handgriffen der KARL STORZ CLICKLINE Serie
- Damit sind die KARL STORZ Einwegscheren **34310 MA-D** und **34310 MS-D** vollständig abwärtskompatibel und stellen sowohl für die regelmäßige Nutzung als auch als Backup-System eine sinnvolle Lösung dar
- Die Farbcodierung am proximalen Ende des Schereneinsatzes erlaubt eine klare Identifizierung der Einwegkomponente
- Hybride Lösung – „single-use meets reusable“

Weitere Handgriffe zur Kombination mit der Einwegscherer finden Sie im Hauptkatalog Laparoskopie.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

Follow KARL STORZ



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

