


# El color es la clave

Instrumentos para el ESTRIBO,  
personalizados mediante anillos de colores





## Instrumentos para el ESTRIBO, personalizados mediante anillos de colores

### La idea: más estructura en su quirófano

"En la cirugía del oído, para poder suministrar al cirujano los **microinstrumentos** correctos, los instrumentalistas quirúrgicos deben tener mucha experiencia puesto que las reducidas dimensiones de las puntas de los instrumentos no siempre les permiten distinguirlos a simple vista. Por otro lado, las actuales estructuras de los quirófanos confieren a los instrumentalistas un papel mayormente multifuncional. Todo ello dificulta que éstos puedan estar siempre en condiciones de suministrar al cirujano los instrumentos pertinentes. Adicionalmente puede darse el caso también que en la central de esterilización hayan dispuesto los instrumentos de manera errónea en la cesta.

Con la ayuda del **sistema de anillos de colores** los pequeños microinstrumentos pueden identificarse con precisión en cualquier momento, pero especialmente en la mesa de operaciones. De esta manera **se aumenta la calidad** a la par que se ahorra tiempo."



**Prof. Dr. med. R. Riemann**  
Elbe Klinikum Stade  
Clínica de Otorrinolaringología,  
Cirugía de la Cabeza, la Cara y el Cuello  
Cirugía Plástica, Alergología  
Stade, Alemania



## El color es la clave

En la microcirugía del oído medio es sumamente importante que el cirujano reciba de su asistente siempre el instrumento correcto. No obstante, la distinción entre los diversos microinstrumentos no es siempre posible a simple vista. Los nuevos instrumentos para el ESTRIBO, con colores distintivos, permiten personalizarlos en función de las necesidades particulares de cada cliente:

- Puede escogerse un color para cada tipo de instrumento
- Puede colocarse en cada instrumento uno, dos o tres anillos de colores: de este modo puede determinarse fácilmente su diámetro
- Así, por ejemplo, se puede elegir el color azul para el gancho otológico de 90°, y para los diámetros 0,1 mm, 0,2 mm y 0,4 mm colocar respectivamente un anillo, dos anillos y tres anillos en el mango
- Están disponibles los colores siguientes:  
rojo, amarillo, negro, blanco, azul, fucsia, rosa, naranja y verde
- Los costes de la personalización son neutros para el cliente





## Se evitan eventuales confusiones

Los instrumentos codificados por colores no solamente añaden un poco de color a la rutina laboral sino que aportan también eficiencia:


- La codificación por colores ayuda al asistente a suministrar al cirujano el instrumento correcto para el ESTRIBO
- La codificación por colores personalizada y, por ende, exclusiva, de los instrumentos evita el peligro de confusión de los pequeños microinstrumentos
- De esta manera se optimizan las intervenciones quirúrgicas

*¿Puede apreciar la diferencia?*



## Ejemplo de composición del set, modelo STADE

A continuación se muestra la composición del set del hospital Elbe Klinikum de Stade tal como lo utiliza el Prof. Riemann. Naturalmente los sets se pueden diseñar y adaptar de acuerdo con las necesidades y las preferencias particulares de cada cliente.





① 223300

**Bisturí falciforme** de PLESTER, corte de doble filo, modelo estándar, leve curvatura, longitud 16 cm



② 223304

**Ídem**, muy fino



③ 224302

**Aguja** de WULLSTEIN, curvatura media, longitud 16,5 cm



④ 224304

**Ídem**, recta



⑤ 226600

**Perforador** de FISCH, 0,3 mm Ø, longitud 16 cm



⑥ 226606

**Ídem**, 0,6 mm Ø



⑦ 224802

**Gancho para base del estribo**, 0,2 mm, longitud 16 cm




⑧ 224806

**Gancho para base del estribo** de PLESTER, 0,6 mm, longitud 16 cm



⑨ 225204

**Gancho**, 90°, tamaño 0,4 mm, longitud 16 cm



⑩ 225206

**Ídem**, tamaño 0,6 mm



⑪ 225404

**Gancho**, 45°, tamaño 0,4 mm, longitud 16 cm



⑫ 225406

**Ídem**, tamaño 0,6 mm



⑬ 224400






**Horquilla guía** de PLESTER, longitud 15,5 cm



⑭ 226910

**Bisturí redondo 90°**, 1 mm Ø, longitud 16 cm

## Matriz de pedidos

Ilustración	Núm. del artículo	Descripción	Color distintivo	Número anillos*	Cantidad de pedido
	226600	<b>Perforador</b> de FISCH, 0,3 mm Ø, longitud 16 cm			
	226604	<b>Ídem</b> , 0,4 mm Ø			
	226605	<b>Ídem</b> , 0,5 mm Ø			
	226606	<b>Ídem</b> , 0,6 mm Ø			
	226607	<b>Perforador</b> , 0,7 mm Ø, longitud 16 cm			
	226608	<b>Ídem</b> , 0,8 mm Ø			
	226710	<b>Bisturí redondo 0°</b> , recto, 1 mm Ø, longitud 16 cm			
	226715	<b>Ídem</b> , Ø 1,5 mm			
	226720	<b>Ídem</b> , Ø 2 mm			
	226723	<b>Ídem</b> , Ø 2,3 mm			
	226725	<b>Ídem</b> , Ø 2,5 mm			
	226730	<b>Ídem</b> , Ø 3 mm			
	226753	<b>Bisturí redondo 25°</b> , 1 mm Ø, longitud 16 cm			
	226755	<b>Ídem</b> , 1,5 mm Ø			
	226757	<b>Ídem</b> , 2 mm Ø			
	226759	<b>Ídem</b> , 2,5 mm Ø			
	226761	<b>Ídem</b> , 3 mm Ø			
	226810	<b>Bisturí redondo 45°</b> , 1 mm Ø, longitud 16 cm			
	226815	<b>Ídem</b> , 1,5 mm Ø			
	226820	<b>Ídem</b> , 2 mm Ø			
	226823	<b>Ídem</b> , 2,3 mm Ø			
	226825	<b>Ídem</b> , 2,5 mm Ø			
	226830	<b>Ídem</b> , 3 mm Ø			
	226835	<b>Ídem</b> , 3,5 mm Ø			
	226910	<b>Bisturí redondo 90°</b> , 1 mm Ø, longitud 16 cm			
	226915	<b>Ídem</b> , 1,5 mm Ø			
	226920	<b>Ídem</b> , 2 mm Ø			
	226923	<b>Ídem</b> , 2,3 mm Ø			
	226925	<b>Ídem</b> , 2,5 mm Ø			

\* Máx 3 anillos/  
un color por instrumento






### Color distintivo

 YLW	 ORG	 WHT
 ROS	 PNK	 RED
 BLU	 GRN	 BLC

Envíenos esta página con su pedido  
junto con la página 11 rellena.



## Matriz de pedidos

Ilustración	Núm. del artículo	Descripción	Color distintivo	Número anillos*	Cantidad de pedido
	224301	<b>Aguja</b> e WULLSTEIN, curvatura pronunciada y larga, longitud 16,5 cm			
	224302	<b>Ídem</b> , curvatura media			
	224303	<b>Ídem</b> , curvatura poco pronunciada			
	224304	<b>Ídem</b> , recta			
	224400	<b>Horquilla guía</b> de PLESTER, longitud 15,5 cm			
	224802	<b>Gancho para base del estribo</b> , 0,2 mm, longitud 16 cm			
	224806	<b>Gancho para base del estribo</b> de PLESTER, 0,6 mm, longitud 16 cm			
	225202	<b>Gancho</b> , 90°, tamaño 0,2 mm, longitud 16 cm			
	225204	Tamaño 0,4 mm			
	225205	Tamaño 0,5 mm			
	225206	Tamaño 0,6 mm			
	225208	Tamaño 0,8 mm			
	225210	Tamaño 1,0 mm			
	225212	Tamaño 1,2 mm			
	225215	Tamaño 1,5 mm			
	225220	Tamaño 2,0 mm			
	225225	Tamaño 2,5 mm			
	225230	Tamaño 3,0 mm			
	225240	Tamaño 4,0 mm			
	225250	Tamaño 5,0 mm			
	225404	<b>Gancho</b> , 45°, tamaño 0,4 mm, longitud 16 cm			
	225405	Tamaño 0,5 mm			
	225406	Tamaño 0,6 mm			
	225408	Tamaño 0,8 mm			
	225410	Tamaño 1,0 mm			
	225415	Tamaño 1,5 mm			
	225420	Tamaño 2,0 mm			
	225425	Tamaño 2,5 mm			


\* Máx 3 anillos/  
un color por instrumento

### Color distintivo

 YLW	 ORG	 WHT
 ROS	 PNK	 RED
 BLU	 GRN	 BLC

Envíenos esta página con su pedido  
junto con la página 11 rellenada.

## Matriz de pedidos

Ilustración	Núm. del artículo	Descripción	Color distintivo	Número anillos*	Cantidad de pedido
	223300	<b>Bisturí falciforme</b> de PLESTER, corte de doble filo, modelo estándar, leve curvatura, longitud 16 cm			
	223302	<b>Ídem</b> , curvatura media			
	223303	<b>Ídem</b> , curvatura pronunciada			
	223304	<b>Ídem</b> , muy fino, ligeramente curvado			

\* Máx 3 anillos/  
un color por instrumento

### Color distintivo

 YLW	 ORG	 WHT
 ROS	 PNK	 RED
 BLU	 GRN	 BLC

Envíenos esta página con su pedido  
junto con la página 11 rellena.

## Respuesta

KARL STORZ SE & Co. KG  
Vertriebsadministration  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34

78532 Tuttlingen, Alemania

o por fax:  
+49 (0)7461/708-105

o por correo electrónico:  
info@karlstorz.com

## Mi dirección:

Nombre, título

Teléfono

Clínica, sección

Fax

Calle

Correo electrónico

Código postal, ciudad

Firma

**Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.**



**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD



KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania  
Teléfono: +49 (0)7461 708-0  
Fax: +49 (0)7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)