

Definieren Sie Ihre Grenzen neu!

Das neue C-MAC® Video Stylet



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



Dokumentation durch innovativen BlueButton und individuelle Farbkodierung



Hebel mit Abwinkelungsmechanik und passiver Rückführung



C-MAC® Monitor

- 7" TFT-Wide-View-Angle (160°) mit verbesserter Bildqualität
- System offen für alle C-MAC® Komponenten (vorwärts- und rückwärtskompatibel)
- Schnelles Umschalten zwischen den Videobildern möglich – Ihr Plan B ist schon angeschlossen!
- HDMI-Ausgang zum Anschluss eines externen Monitors
- Wiedergabe von Bildern und Videos auf C-MAC® Monitor sowie externen Monitoren
- Betrieb auch während des Ladevorgangs möglich

C-MAC® POCKET MONITOR


- 3,5" OTI® (Open To Intubate)-Display mit Wide-View-Angle-Display (160°)
- Kontrastreiches Bild auch bei hellem Tageslicht
- Das neue C-MAC® PM Verbindungskabel ermöglicht Ihnen eine optimale Visualisierung, gepaart mit einem ausbalancierten C-MAC® Videolaryngoskop
- Real-Time-Dokumentation zur Qualitätssicherung
- Austauschbare, wiederverwendbare Batterie – ununterbrochene Einsatzbereitschaft
- Komplett wasserdicht (IPX8)
- Universelle C-MAC® System-Schnittstelle, zugeschnitten auf Ihr Airway Management

Das neue C-MAC® VS (Video Stylet)

Die Premiumklasse für Ihr Airway Management

Das neue C-MAC® VS ist eine völlig neue Art von Videoendoskop. Durch seinen Schaft und seine abwinkelbare Spitze vereint es die Vorteile von starren und flexiblen Intubations-Endoskopen. Konzipiert wurde es ähnlich wie die retromolaren Intubations-Endoskope, welche vor allem bei unerwartet schwierigen Atemwegen von großem Vorteil sind.

Durch seinen hochauflösenden Chip am distalen Ende liefert das C-MAC® Video Stylet ein hervorragendes Bild. Das Endoskop wurde speziell für den schwierigen Atemweg entwickelt, egal ob bei Patienten mit HWS-Immobilisation, raumfordernden Prozessen im Mund oder einer Kieferblockade. Das C-MAC® VS kann durch seine besonderen Fähigkeiten bei der täglichen Intubation oder in der Notaufnahme hervorragend eingesetzt werden.



Ab Tubusgröße 6,0 mm

Abwinkelung bis 60°
mit aufgesetztem ETT

Neuer Standard in der
Bildqualität durch über
70 Jahre Erfahrung

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen.

The logo features the number '75' in a large, bold, blue sans-serif font. The '5' has a white circle in its center. Below the '75', the word 'Years' is written in a blue, cursive script font.

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com