

Redéfinir les limites grâce au C-MAC® VS





Documentation via le BlueButton et principe de codage couleur individuel



Levier avec mécanisme de béquillage et de retour passif



Ecran C-MAC®

- Tactile, 7", panoramique (160°)
- Utilisable avec tous les composants C-MAC® (compatibilité ascendante et descendante)
- Passage sans délai d'une image vidéo à l'autre
- Sortie HDMI pour raccord d'un écran externe
- Diffusion des images et des séquences vidéo sur l'écran C-MAC® ou écrans externes
- Utilisable également lors du processus de charge

C-MAC® POCKET MONITOR

- Ecran OTI® (Open To Intubate) de 3,5", panoramique (160°)
- Images contrastées même en condition de forte luminosité diurne
- Câble de raccordement C-MAC® PM pour visualisation et raccordement du vidéolaryngoscope C-MAC®
- Documentation en temps réel
- Batteries rechargeables, remplaçables – déroulement ininterrompu de l'intervention
- Étanche (IPX8)
- Interface universelle pour système C-MAC®, adaptée à la gestion des voies respiratoires


C-MAC® – incluant Ecran C-MAC®, C-MAC® PM, C-MAC® S IMAGER, C-MAC® S, C-MAC®, C-MAC® VS, Tête de caméra C-CAM®, ensemble de produits destinés à l'intubation, la visualisation et l'examen par voie endotrachéale de la cavité oropharyngienne. Il s'agit de dispositifs médicaux de classe I. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la (les) notice(s) d'utilisation du (des) produit(s).

C-MAC® VS (video stylet)

La catégorie Premium en matière de gestion des voies respiratoires

Grâce aux propriétés de sa chemise et à sa pointe béquillable, le vidéo-endoscope C-MAC® VS réunit les caractéristiques des endoscopes d'intubation rigides et flexibles. Construit selon des principes similaires à ceux des endoscopes d'intubation rétromolaire, il est utilisable en présence de voies respiratoires difficiles imprévues.

La pointe distale du C-MAC® VS est dotée d'une puce haute définition qui permet d'obtenir des images de qualité. Cet endoscope a été conçu pour la prise en charge des voies respiratoires lorsque le patient présente une immobilisation du rachis cervical, un trismus ou encore lorsqu'un espace dans la cavité buccale est nécessaire à la procédure. Le C-MAC® VS est utilisable pour l'intubation au quotidien ou au service des urgences.



Pour tubes de 6,0 mm minimum

Béquillage jusqu'à 60°
avec ETT

Qualité d'image fruit
d'une expérience de
plus de 70 ans

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d'homologation propres à chaque pays.

The logo features the number '75' in a large, bold, blue sans-serif font. The '5' has a white circle in its center, resembling an endoscopic lens. Below the '75', the word 'Years' is written in a blue, cursive script font.

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax : +49 7461 708-105
E-Mail : info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

