


Pieza de mano DRILLCUT-X® II-35 con brocas de 35k para senos nasales Para trabajar con precisión y rapidez



Pieza de mano DRILLCUT-X® II-35 con brocas de 35k para senos nasales. Para trabajar con precisión y rapidez

La pieza de mano DRILLCUT-X® II-35 en combinación con las brocas de 35k para senos nasales amplía la eficacia de la gama de productos de KARL STORZ. Concebida para trabajar con alta velocidad de giro, la optimizada pieza de mano y las nuevas brocas para senos nasales permiten al cirujano trabajar con precisión y rapidez. De esta forma se ahorra un tiempo valiosísimo y se mejora la eficacia de las intervenciones quirúrgicas en los senos nasales. Gracias a su compatibilidad con el sistema de motor UNIDRIVE® S III ENT, la pieza de mano y las brocas constituyen además una buena opción desde el punto de vista económico.



Broca diamantada
3,6 mm Ø, 70°



Broca diamantada
5 mm Ø, 40°



Broca redonda
4 mm Ø, 15°



Broca cilíndrica
3 mm Ø, 40°



Broca en forma de diamante
4 mm Ø, 40°



Pieza de mano optimizada para alta velocidad de giro

Intervenciones rápidas y precisas gracias a un máximo de 35.000 revoluciones por minuto

Fresas

Cinco insertos diferentes

Compatibilidad

La pieza de mano y las brocas son compatibles con el sistema de motor UNIDRIVE® S III ENT



Para más información envíe un e-mail a info@karlstorz.com

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.



La evolución continúa

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 (0)7461 708-0
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com