


KARL STORZ Single-Use-Steinfänger



Für jede Anforderung der ideale Steinfänger

Die zahlreichen Indikationen und Anwendungsmethoden innerhalb der Steintherapie erfordern jeweils unterschiedliche Eigenschaften bei den verwendeten Steinfangkörbchen – eine Herausforderung, der KARL STORZ mit einer neuen Produktlinie von Nitinol-Steinfangkörbchen begegnet. Die Körbchen sind auf die Größen der jeweiligen Arbeitskanäle abgestimmt und durch die Nitinol-Drähte hochflexibel.



Designvariationen



Gerade ohne Spitze



Gerade mit Spitze



Helikal mit Spitze

Nitinol-Steinfänger für...

... die starre Cystoskopie

Art.-Nr.	Größe	Form	Drähte	Nutzlänge
27023TH	5 Charr.	mit Spitze, gerade	4	90 cm

... die flexible Cystoskopie und perkutane Nephrolithotomie

Art.-Nr.	Größe	Form	Drähte	Nutzlänge
27023KF	3 Charr.	ohne Spitze, gerade	4	70 cm

... die semirigide Uretero-Renoskopie

Art.-Nr.	Größe	Form	Drähte	Nutzlänge
27023TD	2,5 Charr.	mit Spitze, helikal	4	120 cm
27023LD	2,5 Charr.	ohne Spitze, gerade	4	120 cm
27023TF	3 Charr.	mit Spitze, helikal	4	120 cm
27023LF	3 Charr.	ohne Spitze, gerade	4	120 cm

... die flexible Uretero-Renoskopie

Art.-Nr.	Größe	Form	Drähte	Nutzlänge
27023LB	1,9 Charr.	ohne Spitze, gerade	4	120 cm

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

