


## Extractores de KARL STORZ para un solo uso



## El extractor ideal para cada situación

Las innumerables indicaciones y técnicas aplicadas en el tratamiento de los cálculos exigen que los extractores presenten diversas características adaptadas a cada situación, un reto al que la empresa KARL STORZ responde con una nueva línea de extractores de nitinol. Los extractores han sido adaptados a los tamaños correspondientes de los canales de trabajo y se adaptan a las condiciones anatómicas dadas gracias al alambre de nitinol, el cual es sumamente flexible.



## Diseños de los extractores



Recta sin punta



Recta con punta



Helicoidal con punta

## Extractores de nitinol para...

### ... la cistoscopia rígida

| Núm. de art. | Tamaño   | Forma            | Núm. de alambres | Longitud útil |
|--------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 27023 TH     | 5 Charr. | con punta, recta | 4                | 90 cm         |

### ... la cistoscopia flexible y la nefrolitotomía percutánea

| Núm. de art. | Tamaño   | Forma            | Núm. de alambres | Longitud útil |
|--------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 27023 KF     | 3 Charr. | sin punta, recta | 4                | 70 cm         |

### ... la ureterorenoscopia semirrígida

| Núm. de art. | Tamaño     | Forma                 | Núm. de alambres | Longitud útil |
|--------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 27023 TD     | 2,5 Charr. | con punta, helicoidal | 4                | 120 cm        |
| 27023 LD     | 2,5 Charr. | sin punta, recta      | 4                | 120 cm        |
| 27023 TF     | 3 Charr.   | con punta, helicoidal | 4                | 120 cm        |
| 27023 LF     | 3 Charr.   | sin punta, recta      | 4                | 120 cm        |

### ... la ureterorenoscopia flexible

| Núm. de art. | Tamaño     | Forma            | Núm. de alambres | Longitud útil |
|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 27023 LB     | 1,9 Charr. | sin punta, recta | 4                | 120 cm        |

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.

75  
Years

*Shaping the Future  
of Endoscopy with you*

**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania  
Teléfono: +49 7461 708-0  
Fax: +49 7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)

[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)

