

# Das HyDOME™ System

Vereinfachte Hygiene für die ERCP



reddot award 2019  
winner



**STORZ**  
KARL STORZ — ENDOSKOPE

# HyDOME

Mit Einführung des HYDOME™ Systems vereinfacht KARL STORZ die Einhaltung von Hygienestandards in der ERCP. Ohne Einschränkungen in der Funktionalität hinnehmen zu müssen, können die Anwender jetzt bei jedem Eingriff auf ein steriles Einmalmodul zurückgreifen.

Die Kombination aus dem durchgängig für die Bürstenreinigung zugänglichen Albarran-Kanal und einem sterilen HYDOME™ Albarran-Modul macht dieses System einzigartig und gewährleistet, dass weder der Albarran-Hebel noch der Zugdraht zu einer potenziellen Quelle für Kreuzkontaminationen werden können.



**reddot** award 2019  
winner

STERILE



- Steriles HYDOME™ Albarran-Modul
- Sichere Positionierung mit nur einem „Klick“
- Bürstenreinigung auch des Albarran-Kanals durchgängig möglich



Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.



**75**  
*Years*

*Shaping the Future  
of Endoscopy with you*

**STORZ**  
**KARL STORZ — ENDOSKOPE**

*THE DIAMOND STANDARD*

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany  
Telefon: +49 7461 708-0  
Telefax: +49 7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)