

# Le système HyDOME™

L'hygiène dans le cadre d'une CPRE



# HyDOME

Le système HYDOME™ de KARL STORZ permet d'appliquer strictement les normes d'hygiène lors d'une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) tout en préservant les caractéristiques propres à un système standard. Sans pour autant devoir renoncer à aucune des fonctionnalités habituelles, les médecins ont en outre l'assurance d'utiliser un module stérile, à usage unique et jetable après chaque intervention.

Ce système est équipé d'un canal Albarran nettoiyable au moyen d'une brosse et d'un module Albarran stérile à usage unique afin d'éviter une contamination croisée par le levier Albarran ou le fil de traction.



STERILE



- Module Albarran stérile
- Positionnement correct en un seul clic
- Canal Albarran nettoyable à la brosse



Dénomination : Système HYDOME™ de KARL STORZ, instruments et accessoires associés – Destinataires : Professionnels de santé exerçant sur le territoire français – Caractéristiques : utilisation lors d'une cholangiopancreatographie rétrograde endoscopique (CPRE) – Classe : I, IIa et IIb – Marquage CE : 0123 – Fabricant : KARL STORZ SE & Co. KG – Informations bon usage et recommandations avant utilisation : il est indispensable de lire attentivement la notice d'instructions et l'étiquette du produit – Date de modification du support : 02/2019 – Copyright © Reproduction interdite sans autorisation

**Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus.**



L'évolution continue

**STORZ**  
**KARL STORZ — ENDOSKOPE**

*THE DIAMOND STANDARD*

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne  
Téléphone : +49 (0)7461 708-0  
Téléfax : +49 (0)7461 708-105  
E-Mail : [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)