

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE



Gebrauchsanweisung
Surgical Information System 1.0



Willkommen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in den Namen KARL STORZ. Auch in diesem Produkt steckt unsere ganze Erfahrung und Sorgfalt. Sie und Ihr Haus haben sich damit für ein modernes und hochwertiges Produkt der Firma KARL STORZ entschieden.

Copyright

© KARL STORZ, 03-2019

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts wird nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Herausgeber

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen

Postfach 230
78503 Tuttlingen

Germany

Telefon: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

Inhalt

1	Einführung.....	1
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	1
3	Zielgruppe.....	1
4	Systemvoraussetzungen	1
5	Sicherheitshinweise	1
5.1	Kennzeichnung von Hinweisen.....	1
5.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	1
6	SIS starten	2
7	Registerkarte Apps	3
8	Registerkarte KARL STORZ App Store.....	4
9	Informationen anzeigen.....	5

1 Einführung

Das Surgical Information System (SIS) ist eine KARL STORZ Software-Plattform, auf der Anwendungen (Apps), z. B. für die Bild- und Videobetrachtung und Bearbeitung oder das Videostreaming, zentral zur Verfügung gestellt werden. Durch die webbasierte Softwareoberfläche können die Apps sowohl auf Desktop-Computern als auch auf mobilen Endgeräten aufgerufen werden.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Surgical Information System ist eine KARL STORZ Software-Plattform, die es ermöglicht, medizinische und nicht-medizinische Anwendungen zu starten. Das Surgical Information System ist nicht für diagnostische oder therapeutische Behandlungen bestimmt.

Beim Surgical Information System handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt im Sinne der Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG bzw. des Medizinproduktegesetzes.

3 Zielgruppe

Zielgruppen dieses Handbuchs sind medizinisches und IT-Personal. Unter medizinisches Personal fallen beispielsweise Ärzte, Pflegefach- und Assistenzkräfte sowie OP-Manager.

4 Systemvoraussetzungen

Siehe Dokument Surgical Information System – System Requirements.

5 Sicherheitshinweise

5.1 Kennzeichnung von Hinweisen



VORSICHT: Vorsicht macht darauf aufmerksam, dass bestimmte Wartungs- oder Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind, um eine Beschädigung des Systems zu vermeiden.



WICHTIG: Hinweise enthalten spezielle Informationen zur Bedienung des Systems oder sie erklären wichtige Sachverhalte.

5.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



VORSICHT: Datenverlust. Fehlfunktionen der Hardware oder Software können zu irreversiblen Datenverlust führen. Sichern Sie daher regelmäßig die Einstellungen.

6 SIS starten

Sie können mit dem SIS sowohl auf Desktop-Computern als auch auf mobilen Endgeräten arbeiten.

Voraussetzungen

Desktop

- Microsoft Internet Explorer 11 \ Windows 7
- Microsoft Edge 44 (18)+ \ Windows 10
- Google Chrome 71+ \ Windows 7/10
- Apple Safari iOS 12+ \ iPad

Mobile

- Apple Safari iOS 12+ \ iPhone

Anwendung starten

1. Rufen Sie die URL des SIS (*https://<IP>/SIS/Launcher*) in Ihrem Browser auf.

☛ Das SIS öffnet sich.

7 Registerkarte Apps

Auf der Registerkarte **Apps** haben Sie Zugriff auf alle verfügbaren Apps.




Apps öffnen

Klicken Sie die gewünschte App an, um sie zu öffnen. Die Startseite der App wird auf einer weiteren Registerkarte Ihres Browsers geöffnet. Dort können Sie sich, falls erforderlich, mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden.

8 Registerkarte KARL STORZ App Store

Der App Store bietet Informationen über verschiedene SIS Apps sowie weitere KARL STORZ Produkte. Zu jedem Produkt können Sie sich Informationen anzeigen lassen und weiterführende Dokumente herunterladen.



Produktinformationen anzeigen und herunterladen

2. Klicken Sie das gewünschte Produkt an.
- ☛ Die Produktinformationen werden angezeigt.




3. Um weiterführende Dokumente zum Produkt herunterzuladen, klicken Sie das gewünschte Dokument rechts im Bereich **Weitere Informationen** an.

9 Informationen anzeigen

Über den Info Button rechts oben in der Anwendung können Sie sich folgende Informationen zur Software anzeigen lassen.

- **Info:** Versionsinformationen und Kontaktdaten zum Support.
- **EULA:** End User License Agreement.
- **Lizenzen:** Lizenzen der Third-Party-Komponenten.



i ×

Info EULA Lizenzen


STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

Surgical Information System

Version 1.0.0

Diese Software ist gesetzlich geschützt und darf ohne ausdrückliche Genehmigung nicht kopiert oder verändert werden. Dieses Produkt verwendet KARL STORZ patentierte Technologie.

Support

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns unter +49 7461 708-980  oder wenden Sie sich an Ihren lokalen KARL STORZ Vertriebsmitarbeiter.

Copyright KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen Germany - Alle Rechte vorbehalten

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE



KARL STORZ SE & Co. KG

Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen

Postfach 230
78503 Tuttlingen

Germany

Telefon: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com