

TELE PACK+

Endoscopia compacta

DISPLAY +

LIGHT +

CAMERA +

DOCU +

NETWORK +

TELE PACK+

Endoscopia compacta


TELE PACK+ es un sistema «todo en uno» portátil y compacto que se compone de un monitor, una fuente de luz LED, una unidad de control de cámara FULL HD, una función de documentación, así como función de red integrada. Una gran ventaja es su compatibilidad con un gran número de endoscopios rígidos, flexibles y para un solo uso. TELE PACK+ puede ser utilizado tanto en consultorios médicos como en clínicas, en los servicios de urgencias, en unidades de cuidados intensivos y en ambulancias.

DISPLAY +

- Pantalla táctil de 18,5" +
- Teclado en pantalla +
- FULL HD +
- La superficie de cristal sin aristas permite la limpieza fácil de la pantalla +
- Manejo sencillo gracias a la navegación intuitiva del menú y la interfaz de usuario autoexplicativa +

LIGHT +

- Fuente de luz LED integrada +
- Iluminación brillante y homogénea +
- Control automático de la fuente de luz +





CAMERA +

- + Es posible conectar endoscopios rígidos, flexibles y para un solo uso
- + Compatible con los endoscopios X-LINE y C-LINE

DOCU +

- + Para la grabación de los datos del paciente se puede elegir entre la memoria interna, un dispositivo de memoria USB o bien por medio de la función de integración a la red
- + Transferencia cifrada de los datos del paciente
- + Gestión de datos del paciente
- + Memoria interna de 50 GB
- + Reproducción de imágenes y secuencias de vídeo con tono, del tratamiento en curso

NETWORK +

- + La función de red puede utilizarse tanto en el modo "File Share" (compartición de archivos) como en el modo "lista de trabajo"
- + Exportación e importación de los datos del paciente de/hacia el HIS / PACS

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

