

TELE PACK+

L'endoscopie compacte

DISPLAY +

LIGHT +

CAMERA +

DOCU +

NETWORK +

TELE PACK+

L'endoscopie compacte

TELE PACK+ est un système de type « ALL-IN-ONE » qui réunit dans un appareil portable et compact un écran, une source de lumière LED, une unité de commande de la caméra FULL HD, une fonction de documentation ainsi qu'une fonction réseau. Compatible avec les endoscopes rigides, flexibles et à usage unique, TELE PACK+ est conçu pour les applications universelles en cabinet médical, en clinique de jour, aux urgences, au service des soins intensifs et en ambulance.


DISPLAY +

- Ecran tactile de 18,5" +
- Clavier affiché à l'écran +
- FULL HD +
- Ecran vitré plat et lisse +
adapté au nettoyage
- Utilisation au moyen du menu de +
navigation, interface utilisateur
claire et structurée

LIGHT +

- Source de lumière LED intégrée +
- Eclairage homogène +
- Commande automatique +
de la source de lumière

Système TELE PACK – Combinaison d'équipements (source de lumière, écran ...) destinés à être utilisés pour le diagnostic endoscopique lors des interventions chirurgicales et la stroboscopie. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.





CAMERA +

- + Endoscopes rigides, flexibles et à usage unique raccordables
- + Compatible avec les endoscopes « X-LINE » et « C-LINE »

DOCU +

- + Sauvegarde des informations relatives au patient sur la mémoire interne, un dispositif USB ou grâce à la fonction d'intégration du réseau
- + Transfert codé des données du patient
- + Gestion des données du patient
- + Mémoire interne de 50 Go
- + Affichage des images et séquences vidéo (avec son) prises lors du traitement en cours

NETWORK +

- + Fonction de réseau en mode partage de fichiers (File-Share) ou en mode liste de travail
- + Export/import des données du patient dans/hors des systèmes SIH/PACS

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax : +49 7461 708-105
E-Mail : info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

