

TELE PACK+

Endoscopia compatta

DISPLAY +

LIGHT +

CAMERA +

DOCU +

NETWORK +

TELE PACK+

Endoscopia compatta

TELE PACK+ è un sistema "ALL-IN-ONE" che riunisce monitor, sorgente luminosa, unità di controllo telecamera FULL HD e documentazione con la funzione di rete integrata in una sola unità compatta e mobile. TELE PACK+ è compatibile con molti endoscopi rigidi, flessibili e monouso.


Il sistema trova impiego negli ambulatori medici, day hospital, nel Pronto Soccorso, nei reparti di medicina intensiva e sulle ambulanze.

DISPLAY +

- Monitor touch screen da 18,5" +
- Tastiera dello schermo +
- FULL HD +
- Display di facile pulizia con superficie
in vetro senza spigoli +
- Semplice maneggio tramite navigazione
menu e superficie utente intuitive +

LIGHT +

- Sorgente luminosa LED integrata +
- Illuminazione chiara ed uniforme +
- Comando automatico
delle sorgenti luminose +





CAMERA +

- + Si possono connettere endoscopi rigidi, flessibili e monouso
- + Compatibile con endoscopi X-LINE ed endoscopi C-LINE

DOCU +

- + Salvare i dati paziente a scelta su memoria interna, su unità USB oppure tramite funzione di integrazione di rete
- + Transfer dati paziente criptati
- + Gestione dati paziente
- + Memoria interna di 50 GB
- + Riproduzione di file immagini e video incluso audio del trattamento in corso

NETWORK +

- + Possibilità della funzione di rete nella modalità File-Share oppure nella modalità Worklist
- + Esportazione ed importazione dei dati paziente nel/dal SIO/PACS

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

