

# Highlights

MTP 2 2.0 10/2021-ES



Cepillos de limpieza  
para un solo uso

**STORZ**  
KARL STORZ – ENDOSKOPE

## The Perfect Match: Cepillos de ajuste perfecto para endoscopios KARL STORZ de todos los tamaños

### La nueva gama de cepillos de limpieza para un solo uso

Los nuevos cepillos de limpieza desechables están diseñados para utilizarse en un paso esencial del proceso de reacondicionamiento de los endoscopios flexibles: la limpieza manual.

KARL STORZ ofrece cepillos de limpieza que se ajustan perfectamente a los canales de trabajo de cualquier diámetro y longitud. Su diseño de eficacia probada y validada destaca por disponer de tres cabezales de limpieza.

## 6. Mantenimiento y almacenamiento

---

## 5. Acondicionamiento, limpieza y desinfección

---



## 4. Desinfección manual

---



1. Prelavado

2. Test de estanqueidad

**3.** Limpieza manual\*

\* Todos los canales de trabajo accesibles se sumergen en el líquido apropiado y se lleva a cabo la limpieza manual utilizando los correspondientes cepillos de limpieza para un solo uso.




## Características del producto

- KARL STORZ ofrece cepillos de limpieza que se ajustan perfectamente a todas las longitudes y todos los diámetros de los canales de trabajo
- Disponibles en tamaños intermedios adaptados a los distintos canales de trabajo
- Cepillos dotados con tres cabezales de limpieza
- La nueva gama de cepillos de KARL STORZ ha sido validada de acuerdo a las normas y reglas aplicables en relación con su eficacia / eficiencia de limpieza. Las pruebas de comprobación son válidas con los endoscopios de KARL STORZ
- Los cepillos de limpieza para canales de trabajo de 1,2 – 1,5 mm de diámetro no disponen de cepillo distal para garantizar una introducción más fácil en el canal de trabajo
- Punto adhesivo para redondear el extremo distal
- Listos para usar
- Ahorro de tiempo ya que no se precisa reacondicionamiento
- Caja con cepillos en embalaje individual perforado
- Envase de 50 unidades, no estéril, para un solo uso

## Visión de conjunto de la gama de productos

Los siguientes cepillos de limpieza para endoscopios flexibles disponen de 3 elementos de cepillado dispuestos en el extremo proximal:




Núm. de artículo	Descripción		Ø canal trabajo	Longitud cepillo
110930-50	<b>Cepillo de limpieza,</b> cepillos 1,7 mm Ø, no estériles, para un solo uso, envase de 50 unidades		1,2 – 1,5 mm	90 cm
110931-50			1,2 – 1,5 mm	125 cm
110932-50			1,2 – 1,5 mm	200 cm

Estos productos son conforme con la legislación vigente y disponen de marcado CE. Disponen de manual de uso para consultar las indicaciones y precauciones de uso.

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.

Los siguientes cepillos de limpieza para endoscopios flexibles disponen de 2 elementos de cepillado dispuestos en el extremo proximal y 1 en el extremo distal:



Núm. de artículo	Descripción	Ø canal trabajo	Longitud cepillo
110940-50	<b>Cepillo de limpieza,</b> con cepillo en ambos extremos, cepillos 2,6 mm Ø, no estériles, para un solo uso, envase de 50 unidades	2,0 – 2,3 mm	90 cm
110941-50			120 cm
110942-50			160 cm

Núm. de artículo	Descripción	Ø canal trabajo	Longitud cepillo
110950-50	<b>Cepillo de limpieza,</b> con cepillo en ambos extremos, cepillos 3,4 mm Ø, no estériles, para un solo uso, envase de 50 unidades	2,6 – 3,0 mm	120 cm
110951-50			165 cm
110952-50			250 cm

Núm. de artículo	Descripción	Ø canal trabajo	Longitud cepillo
110960-50	<b>Cepillo de limpieza,</b> con cepillo en ambos extremos, cepillos 4,5 mm Ø, no estériles, para un solo uso, envase de 50 unidades	3,2 – 4,2 mm	140 cm
110961-50			190 cm
110962-50			230 cm

More than  
**75**  
Years

*Shaping the Future  
of Endoscopy with you*

**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania  
Teléfono: +49 7461 708-0  
Fax: +49 7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)

[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)

