


# THE BIPOLAR 5 mm OFFICE RESECTOSCOPE



Click or scan here  
to watch the teaser video

## Versatile use









- Minimal outer diameter
  - Possible to perform resection in the doctor's office or clinical outpatient setting, even without anesthesia
  - Little or even no dilation required (depending on the patient)
- Optional use as „see & treat“ hysteroscope
- Real bipolar system with current not returned via the sheath




**STORZ**  
KARL STORZ – ENDOSKOPE


# THE BIPOLAR 5 mm OFFICE RESECTOSCOPE

Due to its small diameter, this resectoscope offers the possibility to perform resections outside the OR. Infertility patients or those suffering from abnormal bleeding can thus be treated in the doctor's office or clinical outpatient setting, even without anesthesia.

Optic and Working Element Set	
26120AA	<b>HOPKINS® Straight Forward Telescope 0°</b> , diameter 2.9 mm, length 30 cm
26053SCK	<b>Resectoscope Sheath</b> , 15 Fr., oblique beak, rotating inner sheath, color code: green
26053OC	<b>Standard Obturator</b>
26053EBH	<b>Working Element Set</b> , bipolar
26053CD	<b>Telescope Bridge</b> , with channel for semi rigid 5 Fr. operating instruments, for use with Resectoscope Sheath 26053SC

HF Electrodes for various indications (sterile, for single use, package of 10)			
	011050-10	<b>Cutting Loop</b> , bipolar, 15 Fr.,	STERILE 
	011051-10	<b>Cutting Electrode</b> , bipolar, pointed, 15 Fr.,	STERILE 
	011052-10	<b>Coagulation Electrode</b> , bipolar, ball end, 15 Fr.,	STERILE 
	011053-10	<b>Cutting Loop</b> , bipolar, longitudinal, 15 Fr.,	STERILE 

Cold Loops for blunt dissection/enucleation or retrieving resected tissue		
	26053R	<b>MAZZON Cold Loop</b> , straight, 15 Fr.
	26053T	<b>MAZZON Cold Loop</b> , rake-shaped, 15 Fr.
	26053U	<b>MAZZON Cold Loop</b> , knife-shaped, 15 Fr.

HF Device		Pump System	
UH400	<b>AUTOCON® III 400</b> , high-end HF generator, without CE certification, power supply 220--240 VAC, 50/60 Hz	UP210	<b>ENDOMAT® SELECT</b>
		UP602	<b>HYSTEROSCOPY Software</b>
UH400E	<b>Same</b> , with CE certification	031523-10	<b>Tubing Set for Irrigation</b> , pressure-controlled <span style="float: right;">STERILE </span>

For direct contact email us at [gyn@karlstorz.com](mailto:gyn@karlstorz.com)

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten, dass die in diesem Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.

**STORZ**  
KARL STORZ — ENDOSKOPE  
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany  
Telefon: +49 7461 708-0  
Telefax: +49 7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)