

DAS STANDARDISIERTE TRAININGSKONZEPT



Endoskopische Trainingsmöglichkeiten direkt in der Klinik

- Die European Academy of Gynaecologic Surgery (EAGS) entwickelte mit Unterstützung von KARL STORZ das „Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment-Programm“ (GESEA).
- Das Programm bietet praktische Übungen für die Laparoskopie und Hysteroskopie, was zu erhöhter Patientensicherheit und einem bestmöglichen operativen Ergebnis führt.*
- Praktische Fertigkeiten werden mit den Modellen LASTT, SUTT und HYSTT trainiert.

* Study Campo et al., Gynaecological endoscopic surgical education and assessment. A diploma programme in gynaecological endoscopic surgery

www.karlstorz.com

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

DAS STANDARDISIERTE TRAININGSKONZEPT

In-House-Trainingsarbeitsplätze von KARL STORZ nach dem GESEA-Konzept

Das GESEA-Programm nutzt drei endoskopische Trainingsmodelle, die den Lernprozess überwachen und das Qualifikationsniveau des Trainierenden messen. LASTT bietet einen validierten Trainingsansatz für grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit laparoskopischen Instrumenten wie Kameranavigation, Hand-Augen-Koordination und bimanuelle Koordination. SUTT konzentriert sich auf die Fertigkeiten des laparoskopischen Nähens, indem es eine Reihe von Naht- und Knotenübungen anbietet, um die Nadelhandhabung, das Nähen, die Gewebeannäherung und das Knotenbinden zu trainieren und zu testen. Das Trainingsmodell HYSTT schult die Navigation mit der hysteroskopischen Kamera und die Handhabung der Instrumente anhand eines Modells, das die weibliche Genitalanatomie simuliert.



LASTT



SUTT



HYSTT

Unsere empfohlenen GESEA-Trainingssets	
26300	LASTT-/SUTT-Trainingsarbeitsplatz , zur Verwendung mit dem LASTT-/SUTT-Trainingspaket, einschließlich: Lap.-Trainer n. SZABO-BERCI-SACKIER, TELE PACK+, H1 Kamerakopf, Fiberglas-Lichtkabel, HOPKINS® Optik 0°, HOPKINS® Optik 30°, CLICKLINE Fasszange n. KELLY, CLICKLINE Schere n. METZENBAUM, CLICKLINE Fasszange n. MATKOWITZ, 2x Makro-Nadelhalter n. KOH Needle Holders
26436	LASTT-Trainingspaket
26437	SUTT-Trainingspaket
26439 26440	SUTT1 Training Pads SUTT2 Training Pads
26301	HYSTT-Trainingsarbeitsplatz , zur Verwendung mit dem HYSTT-Trainingspaket, einschließlich: TELE PACK+ , H1 Kamerakopf, Fiberglas-Lichtkabel, HOPKINS® Optik 30°, Innenschaft n. BETTOCCHI®, Außenschaft n. BETTOCCHI®, 2x Biopsie- und Fasszange
26438	HYSTT-Trainingspaket
26303	Kombinierter LASTT-/SUTT- und HYSTT-Trainingsarbeitsplatz

Für direkten Kontakt senden Sie uns eine E-Mail an gyn@karlstorz.com

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten, dass die in diesem Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com

