

# INTRAUTERINER BIGATTI SHAVER (IBS®)



Klicken oder scannen Sie hier,  
um das Teaser-Video anzusehen



## Schnelle Gewebeabtragung bei kleinem Durchmesser

Keine thermischen Schäden am Gewebe durch rein mechanische Abtragung von Polypen, Myomen oder Plazentaresten. Resektate werden direkt abgesaugt und in einem Gewebefilter gesammelt.

- Effektive, präzise und sichere Alternative zur Verwendung eines Resektoskops\*
- Geringer Außendurchmesser, kürzere OP-Zeit bei Polypektomie im Vergleich zur konventionellen Resektion mit dem Resektoskop\*
- Einziges komplett wiederverwendbares hysteroskopisches Shaver-System
- Weitere intraoperative Möglichkeiten durch verschiedene 4-mm-Instrumente

\* <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6658200/>

# INTRAUTERINER BIGATTI SHAVER (IBS®)

Der Intrauterine BIGATTI Shaver (IBS®) wird mit einem optischen System von nur 6 mm Außendurchmesser mit Hilfe eines konisch zulaufenden Obturators in die gering dilatierte Zervix eingeführt.

Optiken und Instrumente	
26208AMK	<b>HOPKINS® Optik 6°, Set</b>
26702050	<b>DRILLCUT-X® II Shaver-Handstück GYN</b>
26208SA	<b>Shaver-Ansatz GYN</b> , gerade, sterilisierbar, Schnittkante konkav, doppelt gezahnt, ovales Schneidfenster, Ø 4 mm
26208SB	<b>Shaver-Ansatz GYN</b> , gerade, sterilisierbar, Schnittkante doppelt gezahnt, rechteckiges Schneidfenster, Ø 4 mm
26208SZ	<b>Koagulationselektrode</b> , bipolar, zur Verwendung mit dem Intrauterinen BIGATTI Shaver (IBS®)
26176LE	<b>Bipolar-Hochfrequenzkabel</b> , Länge 300 cm

Weitere intraoperative Optionen mit verschiedenen 4-mm-Instrumenten				
	26410MDM	26410MDN	26410MDO	<b>CLICKLINE Präparier- und Fasszange</b>
	26410MVM	26410MVN	26410MVO	<b>CLICKLINE Präparier- und Fasszange</b>
	26410MWM			<b>CLICKLINE Schere</b>
	26410SAM			<b>CLICKLINE Schere</b>

Motorsystem	
26701001-1	<b>UNIDRIVE® S III, GYN-Set</b> , Motorsystem, Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
20701070	<b>Steuerkabel</b>

Pumpensystem, bestehend aus zwei ENDOMAT® SELECT Pumpen		
Absaugung**	UP210	<b>ENDOMAT® SELECT</b>
	UP603	<b>IBS® Shaver Software</b>
	030647-10	<b>Schlauchset, Absaugung</b> <span style="float: right;">STERILE </span>
Spülung	UP210	<b>ENDOMAT® SELECT</b>
	UP602	<b>HYSTEROSKOPIE-Software</b>
	UP610	<b>Advanced Paket-Software</b>
	031523-10	<b>Schlauchset, Spülung, druckgeregelt</b> <span style="float: right;">STERILE </span>
Zubehör	030970-10	<b>Gewebeauffangsieb</b>

\*\* Die Verwendung eines ENDOMAT® SELECT zur Absaugung ist ausschließlich für die Anwendung der IBS® Shaver Indikation vorgesehen. Sofern bei der Hysteroskopie mit Continuous-Flow, d. h. mit druck- und flusskontrollierter Zuspülung und gleichzeitiger Absaugung gearbeitet wird, ist der ENDOMAT® n. HAMOU® (Art. Nr. 26331101-1) notwendig.

Für direkten Kontakt senden Sie uns eine E-Mail an [gyn@karlstorz.com](mailto:gyn@karlstorz.com)



Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten, dass die in diesem Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.