

TELECAM C3 – A unidade de controle de câmera para a endoscopia rígida, flexível e descartável



A TELECAM C3 é uma unidade de controle de câmera FULL HD compatível com uma variedade de endoscópios rígidos, flexíveis e descartáveis KARL STORZ. A TELECAM C3 pode ser utilizada em praticamente todas as especialidades, tanto em consultórios como em centros cirúrgicos.






- Unidade de controle de câmera FULL HD
- Compatibilidade com endoscópios rígidos, flexíveis e descartáveis
- Armazenamento de dados do paciente através de dispositivos de memória internos e externos
- Interface do usuário mais intuitiva para facilitar a utilização

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

TELECAM C3 – A unidade de controle de câmera para a endoscopia rígida, flexível e descartável

Composição do sistema

A sinergia perfeita entre os diversos componentes de uma cadeia de imagem é um fator determinante para garantir a qualidade do material obtido. Recomendamos os seguintes sistemas para a reprodução de uma cadeia de imagem ideal.

Unidade de controle de câmera TELECAM C3 (Configurações de conjuntos TC100EN, TC100IT, TC100ES, TC100DE, TC100FR, TC100PT, TC100RU, TC100SE, TC100US)	
	A TELECAM C3 (TC100) é uma unidade de controle de câmera com 2 entradas (X-LINE e C-LINE). Ela é adequada para a utilização com videoendoscópios flexíveis, cabeçotes de câmera de 1 <i>chip</i> (X-LINE) e endoscópios descartáveis (C-LINE).
Cabeçote de câmera, videoendoscópio, endoscópios descartáveis	
	Para a utilização da câmera, recomendamos o cabeçote de câmera HX (TH110/TH111) ou os novos videoendoscópios HD. Além disso, os endoscópios descartáveis KARL STORZ podem ser conectados diretamente à TELECAM C3. A lista de todos os acessórios compatíveis pode ser encontrada no manual de instruções.
Fonte de luz	
	Recomendamos as seguintes fontes de luz KARL STORZ para: Cavidades grandes em geral: POWER LED 300 (TL300) Cavidades pequenas e médias: POWER LED 175 (20161420-1) Dependendo do diâmetro da ótica, recomendamos um cabo ótico do nosso portfólio.
Unidade de documentação	
	A TELECAM C3 permite também, além do armazenamento de dados, a sincronização perfeita entre imagem e documentação com a integração entre TELECAM C3 (TC100) e AIDA® C (WD360).
Monitor	
	Para a visualização do sinal FULL HD captado pela unidade de controle de câmera e a geração de imagens de excelente qualidade, recomendamos a utilização do monitor FULL HD de 27" (TM220) ou do monitor <i>touch screen</i> de 21,5" KARL STORZ (WM100), porém em combinação com a TC100 sem função <i>touch screen</i> .

É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de sua utilização em determinada intervenção. É possível que os produtos descritos nessa publicação ainda não se encontrem disponíveis em todos os países devido às diferenças dos requisitos de homologação e aprovação de cada país.