

TELE PACK+

Endoscopia compacta

DISPLAY +

LIGHT +

CAMERA +

DOCU +

NETWORK +

TELE PACK+

Endoscopia compacta


O TELE PACK+ é um sistema ALL-IN-ONE que reúne, em um aparelho portátil e compacto, monitor, fonte de luz, unidade de controle de câmera FULL HD, documentação e conexão de rede integrada. Uma grande vantagem do sistema é a compatibilidade com uma variedade de endoscópios rígidos, flexíveis e descartáveis. O TELE PACK+ pode ser utilizado de maneira abrangente em consultórios, hospitais-dia, unidades de urgência e emergência, unidades de tratamento intensivo e no atendimento ambulatorial.

DISPLAY +

- Monitor *touch screen* de 18,5" +
- Teclado na tela +
- FULL HD +
- Superfície de vidro sem bordas +
para facilitar a limpeza
- Fácil de utilizar com menu de navegação +
e interface do usuário intuitiva

LIGHT +

- Fonte de luz LED integrada +
- Iluminação clara e homogênea +
- Controle automático da fonte de luz +





CAMERA +

- + Compatível com endoscópios rígidos, flexíveis e descartáveis
- + Compatível com endoscópios X-LINE e C-LINE

DOCU +

- + Armazenamento dos dados do paciente em memória interna, dispositivos de memória USB ou através de integração de rede
- + Transferência segura de dados do paciente
- + Gestão de dados do paciente
- + Memória interna de 50 GB
- + Transmissão de imagens e arquivos de vídeo – inclusive áudio – do procedimento em andamento

NETWORK +

- + Possibilidade de conexão de rede no modo "File Share" ou no modo "Worklist"
- + Exportação e importação de dados do paciente no/do HIS/PACS

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemanha
Telefona: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

