

Immer verfügbar.

SCENARA® Content Management



Zeit- und ortsunabhängige Datenverfügbarkeit mit dem SCENARA® Content Management

Mit dem **SCENARA® Content Management** verwalten, bearbeiten und speichern Sie die entlang des Patientenpfades generierten Inhalte und ordnen sie Ihren Patienten zu. So behalten Sie immer den Überblick über Bilder, Videos und Berichte und können zu jeder Zeit und von jedem PC, Tablet oder Smartphone aus darauf zugreifen. Die Sicherheit der Daten wird über Verschlüsselung nach aktuellsten Sicherheitsstandards gewährleistet. Datenverluste werden durch eine Backup-Strategie vermieden, und über eine Nutzerverwaltung wird sichergestellt, dass jeder Anwender nur die für ihn freigegebenen Inhalte einsehen kann.

Bild- und Videomanagement

SCENARA® .MEDIA ermöglicht Ihnen eine einfache und intuitive Bearbeitung und Speicherung der im OP generierten endoskopischen Bild- und Videodaten. Die Exportfunktion in verschiedene Dateiformate wie PDF oder PowerPoint unterstützt Sie bei der Aufbereitung für vielfältige Verwendungszwecke und stellt eine optimale Ergänzung Ihrer OP-Dokumentation dar.

- Zentraler Zugriff auf Bild-, Video- und Patientendaten
- Direkter Bild- und Video-Upload vom Smartphone
- Vergleich eines oder mehrerer Eingriffe über die parallele Ansicht von zwei Videos
- Schnelle Orientierung innerhalb der Videos via Surgical Timeline
- Videoschnitt, Snapshots und Bildbearbeitung mit wenigen Klicks
- Intuitives Hinzufügen von Annotationen
- Weiterleitung der Daten an das PACS

Um die Arbeitseffizienz sowie das Zeitmanagement und die Nutzerfreundlichkeit hoch zu halten, ist es möglich, die während der Operation getätigten Aufnahmen über einen Smart Link direkt in die **SCENARA® .PROCEDURES** oder **SCENARA® .REPORTS** App einzufügen.





Prozedenmanagement

SCENARA® .PROCEDURES dient der Auftragsplanung von Prozeduren und unterstützt einen reibungslosen OP-Ablauf. Über eine Schnittstelle zum Krankenhausinformationssystem können die Patienten- und Auftragsdaten jederzeit synchronisiert werden. Änderungen im Ablauf können hier schnell und unkompliziert vorgenommen werden und sind sofort in allen Anwendungen sichtbar.

- Planung des OP-Ablaufes
- Filtermöglichkeiten und Suchmenü
- HL7-Schnittstelle
- DICOM Worklist Provider



Dokumentation

SCENARA® .REPORTS unterstützt Sie bei der OP-Dokumentation durch eine effiziente Generierung standardisierter OP-Berichte. Vordefinierte Formulare erleichtern die Orientierung und unterstützen die Vollständigkeit. Entlang des Patientenpfades dokumentierte Informationen und OP-Bilder können direkt aus **SCENARA® .TASKS** und **SCENARA® .MEDIA** importiert oder manuell eingepflegt werden, womit eine größtmögliche Flexibilität in der Anwendung gewährleistet ist. Weitere Information zu **SCENARA® .TASKS** finden Sie unter **SCENARA® Pathway Management**.

- Unterstützung bei der Befunddokumentation
- Verknüpfung von Bild- und Befunddaten
- Einfache PDF-Generierung
- Datenexport an das Krankenhausinformationssystem

Smart Links zwischen den Apps **SCENARA® .PROCEDURES** und **SCENARA® .DASHBOARD** vereinfachen und erleichtern die OP-Planung und -Verwaltung und unterstützen die direkte Kommunikation zwischen den Apps.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

