

Información completa a un vistazo

SCENARA® doorsign



Información actualizada con el letrero digital OR Doorsign

El letrero digital de KARL STORZ para la puerta del quirófano le proporciona información completa y automáticamente actualizada del quirófano y del estado del procedimiento. Permite obtener una visión general sobre la situación en el quirófano sin tener que interrumpir la intervención quirúrgica. Por medio de la intuitiva pantalla táctil se accede a la planificación del día actual del quirófano correspondiente.



- Pantalla de 10"
- 255 x 181 x 25 mm
- Compatible con VESA
- WiFi / LAN
- 12V / alimentación por ethernet



Información completa a un vistazo

- Número y nombre del quirófano
- Fecha y hora
- Estado del quirófano: libre/ocupado/planeado
- Intervención detallada de la intervención quirúrgica: tipo de intervención, fecha, hora planeada, estado del paciente, indicación del progreso, informaciones adicionales/comentarios
- Datos del paciente (pueden ser ocultados por motivos de protección de datos): nombre, fecha de nacimiento, sexo, riesgos de infección
- Equipo quirúrgico: nombre y puesto de cada miembro
- Informaciones adicionales del quirófano (p. ej. órdenes de mantenimiento previstas)
- Estado actual del procedimiento



SCENARA® – La plataforma de aplicación modular para los procesos en el quirófano

El letrero digital es un producto perteneciente a la gama de productos de SCENARA®. SCENARA® es una aplicación de software modular y evolutiva que ofrece numerosas aplicaciones destinadas a optimizar los procesos de trabajo en el quirófano y circundantes.

El software complementa las soluciones existentes, a la vez que amplía y mejora su funcionalidad para optimizar y simplificar los procesos. Las interfaces a los más nuevos sistemas de información y almacenamiento del hospital permiten la integración perfecta en la infraestructura clínica ya existente.

SCENARA® garantiza la protección de datos por medio de una gestión de usuario integrada, una codificación basada en las normas de seguridad vigentes y finalmente una estrategia para llevar a cabo copias de seguridad.

Estos productos son conforme con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Disponen de manual de uso para consultar las indicaciones y precauciones de uso.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

