

TELE PACK+

Компактная эндоскопия

DISPLAY +

LIGHT +

CAMERA +

DOCU +

NETWORK +

TELE PACK+

Компактная эндоскопия

TELE PACK+ комплексная система «всё в одном», объединяющая в одном компактном, портативном приборе монитор, светодиодный источник света, блок управления видеокамерой FULL HD и блок документирования с интегрированной функцией подключения к сетевой инфраструктуре. Очень важной особенностью системы является совместимость с разнообразными жесткими и гибкими эндоскопами, а также с эндоскопами одноразового применения. TELE PACK+ подходит для универсального применения во врачебных кабинетах, дневных стационарах, пунктах неотложной помощи, отделениях реанимации и интенсивной терапии и амбулаторных отделениях.

DISPLAY +

- Сенсорный монитор 18,5" +
- Экранная клавиатура +
- FULL HD +
- Дисплей без рамки +
— очень легко очищается
- Простое управление благодаря +
интуитивно понятной навигации
по меню и пользовательскому
интерфейсу

LIGHT +

- Интегрированный светодиодный +
источник света
- Яркое, равномерное освещение +
- Автоматическое управление +
источником света





CAMERA +

- + Подходит для подключения к жестким, гибким и одноразовым эндоскопам
- + Совместима с эндоскопами X-LINE и C-LINE

DOCU +

- + Архивирование данных о пациентах во встроенной памяти, на USB-накопителях или с помощью функции подключения к сетевой инфраструктуре
- + Зашифрованная передача данных о пациентах
- + Управление данными о пациентах
- + Встроенная память объемом 50 ГБ
- + Воспроизведение сохраненных изображений и видео (со звуком), относящихся к выполняемой процедуре

NETWORK +

- + Подключение к сетевой инфраструктуре в режиме «Файлообменник» или в режиме «Рабочий лист»
- + Экспорт и импорт данных о пациентах в/из HIS/PACS

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

