

# TELE PACK+ VET

L'endoscopie compacte

**DISPLAY+**

**LIGHT+**

**AIR+**

**CAMERA+**

**DOCU+**

**STORZ**  
KARL STORZ — ENDOSKOPE

## TELE PACK+ VET

### L'endoscopie compacte

TELE PACK+ est un système de type « ALL-IN-ONE » qui réunit dans un appareil portable et compact un écran, une source de lumière LED, une unité de commande de la caméra FULL HD, une fonction de documentation ainsi qu'une fonction réseau.

Conçu pour les applications endoscopiques en médecine vétérinaire, le TELE PACK+ VET s'utilise avec de nombreux modèles d'endoscope rigide, flexible et à usage unique. Compact et léger, il s'adresse aux cabinets vétérinaires équipés de salles d'opération/d'examen de petite taille, se transporte facilement d'une salle à l'autre, est prêt à l'emploi immédiatement et s'utilise en outre pour l'endoscopie mobile.

La surface utilisateur du TELE PACK+ VET est par ailleurs intuitive et conviviale.

## DISPLAY+

- Ecran tactile de 18,5" +
- Clavier affiché à l'écran +
- FULL HD (1920 x 1080 pixels) +
- Ecran vitré et lisse, adapté au nettoyage +
- Anti-rayure +
- Ecran externe raccordable via la prise DVI +

## LIGHT+

- Source de lumière LED intégrée +
- Eclairage homogène +
- Commande automatique de la source de lumière +
- La technologie LED rend un changement d'ampoule superflu +
- Configuré pour les vidéo-endoscopes Gastro; +
- Câble de lumière standard utilisable





## AIR+

- + Avec pompe d'insufflation d'air pour les endoscopies gastro-intestinales et autres interventions
- + 2 niveaux de réglage
- + Pression maximale 370 mmHg
- + Débit maximal 3,5 l/min

## CAMERA+

- + Endoscopes rigides, flexibles et à usage unique raccordables
- + Compatible avec les endoscopes « X-LINE » et « C-LINE »
- + Zoom numérique
- + Filtre numérique pour fibroscopes
- + Fonction d'image figée

## DOCU+

- + Sauvegarde des informations relatives au patient sur la mémoire interne, un dispositif USB ou grâce à la fonction d'intégration du réseau
- + Transfert codé des données du patient
- + Gestion des données du patient
- + Impression directe sur imprimante USB
- + Affichage des prises de vue et séquences vidéo (avec son)

Plus de  
**75**  
ans

*Plus de 75 ans que nous  
façonnons l'avenir de  
l'endoscopie avec vous*