

# TELE PACK+ VET

Endoscopia compatta

**DISPLAY+**

**LIGHT+**

**AIR+**

**CAMERA+**

**DOCU+**

**STORZ**  
KARL STORZ — ENDOSKOPE

## TELE PACK+ VET

### Endoscopia compatta

TELE PACK+ VET è un sistema "ALL IN ONE" che riunisce monitor, sorgente luminosa LED, unità di controllo telecamera FULL HD, insufflazione ad aria e documentazione con la funzione di rete integrata in una sola unità compatta e mobile.

TELE PACK+ VET, concepito per tutte le diverse applicazioni endoscopiche in medicina veterinaria, è compatibile con numerosi endoscopi rigidi, flessibili e monouso. Leggero e compatto, quest'unità è la soluzione ideale per locali piccoli, per l'endoscopia mobile e per essere sempre pronto per l'uso in un poliambulatorio con molti pazienti.

La superficie utente è intuitiva e user-friendly, quindi di facile uso, consentendo a medico e team medico di concentrarsi sul paziente e sull'intervento chirurgico.

## DISPLAY+

- Monitor touch screen 18,5" ad alta risoluzione +
- Tastiera dello schermo +
- FULL HD (1920 x 1080 pixel) +
- Display di facile pulizia con superfici +  
in vetro senza spigoli
- Antigraffio +
- Possibilità di connessione per un monitor +  
esterno tramite uscita DVI

## LIGHT+

- Sorgente luminosa LED integrata +
- Illuminazione chiara ed uniforme +
- Comando automatico delle sorgenti luminose +
- La tecnologia LED rende +  
superfluo il ricambio di lampadine
- Configurato per video-endoscopi gastro; +  
si possono utilizzare cavi luce standard





## AIR+

- + Pompa integrata per insufflazione d'aria durante endoscopie gastrointestinali e altri tipi di intervento chirurgico
- + Impostabile su 2 livelli
- + Pressione massima di 370 mmHg
- + Flusso massimo di 3,5 l/min.

## CAMERA+

- + Si possono connettere endoscopi rigidi, flessibili e monouso
- + Compatibile con endoscopi X-LINE- e C-LINE
- + Zoom digitale
- + Filtro digitale per fibroscopio
- + Funzione di immagine fissa

## DOCU+

- + Salvare i dati paziente a scelta su memoria interna, su unità USB oppure tramite funzione di integrazione di rete
- + Transfer dati paziente criptati
- + Gestione dati paziente
- + Stampa immediata tramite stampante USB
- + Riproduzione di file immagini e video incluso audio nel trattamento in corso

More than  
**75**  
Years

*Shaping the Future  
of Endoscopy with you*