

SCENARA® Content Management обеспечивает доступ к данным в любое время и в любом месте

С помощью **SCENARA® Content Management** вы можете обрабатывать, сохранять и редактировать изображения и видео пациента, полученные на протяжении всего нахождения пациента в больнице. Вы можете легко и быстро получить доступ к изображениям, видеоданным и отчетам в любое время с любого ПК, планшета или смартфона. Защита данных обеспечивается шифрованием по последним стандартам безопасности. Регулярное резервное копирование предотвращает потерю данных, а функция разграничения прав доступа гарантирует, что у каждого пользователя будет доступ только к предназначенным для него данным.

Управление изображениями и видео

SCENARA® .media обеспечивает простое и интуитивно понятное редактирование и сохранение эндоскопических изображений и видео, записанных в операционной. Функция экспорта данных в различных форматах, например, PDF или PowerPoint, помогает сохранять изображения и видео для различных целей, что оптимально дополняет систему документирования в операционной.

- Централизованный доступ к изображениям, видео и данным пациентов
- Загрузка в систему изображений и видео со смартфона
- Сопоставление нескольких процедур посредством параллельного просмотра двух видео
- Адаптивная потоковая передача данных для непрерывного воспроизведения изображений и видео
- Быстрая навигация по видео благодаря хронологической шкале
- Функции ускоренной перемотки и покадровой навигации
- Редактирование видео, создание стоп-кадров и обработка изображений с помощью нескольких кликов
- Интуитивно понятное добавление аннотаций и комментариев к видео
- Пересылка данных в PACS





Интеграция с МИС и управление процедурами

SCENARA® .procedures обеспечивает функционал планировщика процедур и операций, а также оптимизирует рабочий процесс в операционной. Просмотр актуального статуса запланированных и текущих процедур и операций позволяет отслеживать и контролировать все процессы в операционной. С помощью интеграции с МИС данные о пациентах и очередности процедур регулярно синхронизируются. Данные о запланированных процедурах передаются в системы документирования в операционные, что позволяет присваивать изображения и видео конкретному пациенту.

- Планирование рабочего процесса в операционной
- Функции фильтрации данных и поиска
- Интерфейс HL7
- Провайдер DICOM Worklist

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*